

GÜNCELLENME TARİHİ:		14.02.2025								
	Test Kodu (SUT Kodu)	Test Adı	Yöntem	Örnek Türü	Örnek Tüpü	Örnek Miktarı	Saklama Koşulları	Çalışma Günü	Çalışma/ Raporlama Süresi	Red Kriterleri
1	L100320	ALBUMİN	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
2	L100710	ALP (ALKALEN FOSFATAZ)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
3	L100300	ALT (ALANİN AMINOTRANSFERAZ)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
4	L100800	AMİLAZ	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
5	906510	ANTI-HAV IGG	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
6	906540	ANTI-HAV IGM	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
7	906620	ANTI-HBS	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
8	906640	ANTI-HCV	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
9	L100980	ASO	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
10	L101280	** AST (ASPARTAT AMINOTRANSFERAZ)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
11	L101550	BHCG (KARYONİK GONADOTRAPİN)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
12	905670	BOĞAZ KÜLTÜRÜ (KÜLTÜR,AEROB,BOĞAZ)	KÜLTÜR (Kültür)	BOĞAZ SÜRÜNTÜSÜ	SWAP	—	Oda ısısında 24 saat	HERGÜN	2 GÜN SONRA	KURU SWAB İLE ALINMIŞ ÖRNEK,UZUN SÜRE BEKLEMİŞ ÖRNEK
13	905677	BURUN KÜLTÜRÜ (KÜLTÜR,AEROB,BURUN AKINTISI)	KÜLTÜR (Kültür)	BURUN SÜRÜNTÜSÜ	SWAP	—	Oda ısısında 24 saat	HERGÜN	2 GÜN SONRA	UZUN SÜRE BEKLEMİŞ ÖRNEK
14	L104730	CK (KREATİN KİNAZ)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
15	907222 +907223	COVID-19 (SARS-COV-2) TOTAL (IgG+IgM)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
16	L101850	CRP	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
17	L102120	DEMİR (Fe)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
18	905930	DIŞKIDA GİZLİ KAN	İMMÜNOKROMATOGRAFİK	GAİTA	GAİTA KABI	20 gr	Oda ısısında 1 gün	HERGÜN	AYNI GÜN	—
19	L101710	DİREKT BİLİRUBİN	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
20	L102320	E2 (ESTRADIOL)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
21	L102410	FERRİTİN	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
22	L102480	FOLİK ASİT	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
23	L106270	FPSA (SERBEST PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
24	L102500	** FSH (FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
25	L106760	FT3 (SERBEST T3)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
26	L106770	FT4 (SERBEST T4)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
27	905672	GAİTA KÜLTÜRÜ (KÜLTÜR,AEROB,GAİTA)	KÜLTÜR (Kültür)	GAİTA	GAİTA KABI	20 gr	Oda ısısında 24 saat	HERGÜN	2 GÜN SONRA	DIŞARIYA SIZMIŞ,TUVALET KAĞIDI VE BEZE ALINAN NUMUNELER
28	905770	GAİTA MİKROSKOBİSİ	MİK (Mikroskobi)	GAİTA	GAİTA KABI	20 gr	2-8 °C de 4 saat	HERGÜN	AYNI GÜN	—
29	L102780	GGT (GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
30	L102890	** GLUKOZ (AKŞ)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
31	L102890	GLUKOZ (TOKLUK)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
32	L113410+L113450+L113460+L113420+L113430+ L113440	GLUKOZ 100 GR OGTT	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
33	L113240+L113280+L113290+L113310+L113250+L113260+L113270	GLUKOZ 75 GR OGTT	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ

34	901450	HBA1C (GLUKOZİLEHEMOGLOBİN)	HPLC	EDTALI TAM KAN	MOR KAPAKLI TÜP	2 ml	2-8 °C de 7 gün	HERGÜN	AYNI GÜN	UYGUN ORANDA ALINMAMIŞ ÖRNEK,PIHTILI ÖRNEK
35	907450	** HBSAG	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
36	L103050	HDL KOLESTEROL	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
37	L107020	HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI 18 PARAMETRE)	CELL COUNTER	EDTALI TAM KAN	MOR KAPAKLI TÜP	3 ml	Oda ısısında 24 saat	HERGÜN	AYNI GÜN	UYGUN ORANDA ALINMAMIŞ ÖRNEK,PIHTILI ÖRNEK
38	906670	HIV Ag/Ab COMBO TEST	İMMÜNOKROMATOĞRAFIK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
39	912760	** HIV P24 ANTİJENİ	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
40	905671	İDRAR KÜLTÜRÜ (KÜLTÜR,AEROB,İDRAR)	KÜLTÜR (Kültür)	ORTA İDRAR	İDRAR KABI	20 ml	2-8 °C de 24 saat	HERGÜN	2 GÜN SONRA	STERİL KAPLARA ALINMAYAN NUMUNELER
41	-	İNDİREKT BİLİRUBİN	HES (Hesaplama)	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
42	L103780	İNSÜLİN (AÇLIK)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
43	L103790	İNSÜLİN (TOKLUK)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
44	901840-901500	İNSÜLİN REZİSTANSI (HOMA-IR)	HES (Hesaplama)	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
45	L103860	KALSIYUM (Ca)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
46	705140	KAN GRUBU (AB0+Rh TAYİNİ)	JEL SANTRİFÜĞASYON	EDTALI TAM KAN	MOR KAPAKLI TÜP	3 ml	Oda ısısında 3 Gün	HERGÜN	AYNI GÜN	UYGUN ORANDA ALINMAMIŞ ÖRNEK,PIHTILI ÖRNEK
47	L104180	KLOR (Cl)	ISE (İyon Selektif Elektrod)	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
48	L104520	KOLESTEROL	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
49	L104780	KREATİNİN	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
50	L104920	LDH (LAKTAT DEHİDROGENAZ)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
51	L105000	LDL KOLESTEROL	HES (Hesaplama)	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
52	L105220	LH (LUTEİNİZAN HORMON)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
53	L106150	POTASYUM (K)	ISE (İyon Selektif Elektrod)	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
54	L106570	RF (ROMATİD FAKTÖR)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
55	906290	RPR (RAPİD PLAZMA REAGİN)	İMMÜNOKROMATOĞRAFIK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
56	L106650	SEDİMENTASYON (15AAT)	OTOMATİZE	SİTRATLI KAN	SİYAH KAPAKLI TÜP	1,6 ml	Oda ısısında 8 Saat	HERGÜN	AYNI GÜN	UYGUN ORANDA ALINMAMIŞ ÖRNEK,PIHTILI ÖRNEK
57	L106910	SODYUM (Na)	ISE (İyon Selektif Elektrod)	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
58	L107010	TAM İDRAR ANALİZİ (TİT)	Strip, MİK (Strip, Mikroskobi)	SPOT İDRAR	İDRAR KABI	20 ml	Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 24 saat,	HERGÜN	AYNI GÜN	UYGUN ORANDA ALINMAMIŞ ÖRNEK,UZUN SÜRE BEKLEMİŞ ÖRNEK
59	L102160	TIBC (TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ)	HES (Hesaplama)	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
60	L101730	TOTAL BİLİRUBİN	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
61	L106300	TOTAL PROTEİN	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
62	L106280	TPSA (TOTAL PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
63	L107250	TRİGLİSERİT	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
64	L107380	TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
65	L102160	UIBC (ŞERBEST DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ)	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
66	L107420	ÜRE	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
67	L107460	ÜRİK ASİT	FOTOMETRİK	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
68	906290	VDRL (KANTİTATİF)	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
69	L107520	VİTAMİN B12	ECLIA	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ

70	0	VLDL KOLESTEROL	HES (Hesaplama)	SERUM	SARI KAPAKLI TÜP	1 mL / Min.(500 µL)	2-8°C de 7 gün, -20°C 1 Ay	HERGÜN	AYNI GÜN	HEMOLİZ,LİPEMİ
** ile işaretli testler akreditasyon kapsamında çalışılmaktadır.										
DIŞ LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TESTLER										
71	L100000	1,25 Dihidroksivitamin D3 (1,25 Vitamin D3)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum (Dondurulmuş)	Sarı Kapak	2 mL / Min (1 mL)	2-8 °C de 1 gün, -20°C de uzun süre	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	Hemolizli örnek kabul edilmez.
72	–	11 Deoksikortikosteron (DOC)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
73	L100160	11 Deoksikortizo	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL /Min.(500µL)	2-8 °C de 7 gün	Pazartesi	4 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
74	L100210	17 Ketosteroidler	FOT (Fotometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
75	L100170	17 OH Kortikosteroid	FOT (Fotometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 Ml	2-8 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
76	–	17 OH Pregnenolon	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	4 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
77	L100190	17 OH Progesteron	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 3 gün -20 °C ve altında uzun süre	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemolizli örnek kabul edilmez.
78	L100190	17 OH Progesteron	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 3 gün -20 °C ve altında uzun süre	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemolizli örnek kabul edilmez.
79	–	17 OH Progesteron (LCMS/MS)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500µL)	2-8 °C de 3 gün -20 °C ve altında uzun süre	Pazartesi	4 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
80	–	17 P Delesyon Fish	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	2 mL	2-8 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	21 gün sonra	–
81	–	17q11-q12 FISH ANALİZİ (HER 2/NEU)	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Parafin Blok	Steril Kap	–	Oda ısısında 20 gün	Hergün	20 gün sonra	–
82	–	2,5 Hekzandion	GC (Gas Chromatography)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–
83	–	21 Hidroksilaz Antikoru	SB (Southern Blot)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
84	L100220	25-Hidroksivitamin D (Vitamin D)	CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	Oda ısısında 8 saat, 2-8 °C de 4 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
85	L100090	5 HIAA (5 Hidroksiindol Asetik Asit) İdrar (24 saatlik)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL /Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de daha uzun süre	Çarşamba	4 gün sonra 18:00	–
86	L100080	5 HIAA (5 Hidroksiindol Asetik Asit) İdrar (Spot)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL /Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de daha uzun süre	Çarşamba	4 gün sonra 18:00	–
87	L100130	5 Nükleotidaz	SP (Spektrofotometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
88	–	8-Hidroksideoksiguanozin	EIA (Enzyme Immunoassay)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 1 ay, -80 °C de 6 ay	Her gün	21 gün sonra 18:00	–
89	L100880	ACE (Angiotensin Converting Enzim)	ENZ (Enzimatik)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 6 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
90	L100880	ACE (Angiotensin Converting Enzim), BOS	ENZ (Enzimatik)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
91	L100880	ACE (Angiotensin Converting Enzim), Plazma	ENZ (Enzimatik)	Plazma (Li Heparin)	Yeşil Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
92	–	ACE I/D Genotiplemesi	R.Hibridizasyon	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune

93	L100270	ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	-20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
94	L100270	ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) 120 dk.	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Plazma 120 Dk.	Mor Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	-20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
95	L100270	ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) 15 dk.	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Plazma 15 Dk.	Mor Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	-20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
96	L100270	ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) 30 dk.	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Plazma 30 Dk.	Mor Kapak	2 mL / Min.(400 µL)	-20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
97	L100270	ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) 60 dk.	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Plazma 60 Dk.	Mor Kapak	3 mL / Min.(400 µL)	-20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
98	L100270	ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) 90 dk.	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Plazma 90 dk	Mor Kapak	4 mL / Min.(400 µL)	-20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
99	–	Adalimumab	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	2 mL	2-8 °C de 2 gün , -20 °C 180 gün	Salı	İki gün sonra	–
100	–	Adamts-13 Antijen	EIA (Enzyme Immunoassay)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	500 Mikrolitre	-20°C de 90 gün , 2-8 °C de 30 gün	Çarşamba	Cuma 18:00	–
101	909840	Adenoid Biyopsi	–	Materyal Patoloji	Steril Kap	Tamamı	–	Hafta içi her gün	4 gün sonra 18:00	–
102	–	Adenomatöz Kolon Polipozisi (APC TGDA)	DNA DİZİ AN. (DNA Dizisi Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda sıcaklığında 5 gün	Hergün	50 gün sonra	–
103	906330	Adenovirüs Antijeni	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
104	912680	Adenovirüs IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Perşembe	8 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
105	912690	Adenovirüs IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Perşembe	8 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
106	L100230	Adenozin Deaminaz (ADA)	SP (Spektrofotometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
107	L100250	Adenozin Deaminaz (ADA), BOS	SP (Spektrofotometri)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
108	L100260	Adenozin Deaminaz (ADA), Perikard	SP (Spektrofotometri)	Perikard Sıvısı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
109	L100260	Adenozin Deaminaz (ADA), Periton	SP (Spektrofotometri)	Periton Sıvısı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
110	L100260	Adenozin Deaminaz (ADA), Plevra	SP (Spektrofotometri)	Plevra Sıvısı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
111	L100260	Adenozin Deaminaz, ADA (Mayı)	SP (Spektrofotometri)	Mayı	Steril Kap	2 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
112	L100920	ADH (Antidiüretik Hormon)	RIA (Radio Immunoassay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL	-20 °C de 1 ay	Cumartesi	4 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
113	L100920	ADH (Vazopressin) (İdrar)	RIA (Radio Immunoassay)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Cumartesi	4 gün sonra 18:00	–
114	–	Adiponektin	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
115	–	Adrenal Steroid Panel (4 lü)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	–	–	–	–	–
116	–	Adrenal Stres Profili	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Tükrük	–	–	2-8 °C de 28 gün	Her gün	20 gün sonra 18:00	–
117	–	Ajmalin	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	2 mL	-20 °C de 10 gün	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
118	L100290	Aktive Protein C Rezistansı (APC-R)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
119	–	ALA (Delta Aminolevülinik Asit) (24 saatlik)	CHRO (Chromatografik)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	–
120	–	ALA (Delta Aminolevülinik Asit) (Spot)	CHRO (Chromatografik)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 28 gün	Hafta içi her gün	3 gün sonra 18:00	–

121	L100350	Albumin, BOS	TURB (Turbidimetri)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
122	L100360	Albumin, Mayi	TURB (Turbidimetri)	Mayi	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
123	L100370	Aldolaz	ENZ (Enzimatik)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 Gün	Perşembe	5 gün sonra 18:00	Hemoliz
124	L100380	Aldosteron	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 1 gün, -20 °C de uzun süre	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemolizli örnek kabul edilmez.
125	L100400	Aldosteron, İdrar (24 saatlik)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(5 mL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
126	L100410	Alfa 1 Antitripsin	TURB (Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 3 ay, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
127	L100410	Alfa 1 Antitripsin, Dışkı	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 3 gün -20 °C de 4 hafta	Her gün	18 gün sonra 18:00	–
128	L100600	Alfa 1 Glikoprotein	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
129	L100620	Alfa 1 Mikroglobulin, İdrar	NEPH (Nefelometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	11 gün sonra 18:00	–
130	–	Alfa 2 Antiplasmin	FOT (Fotometri)	Plazma (Sitrar)	Mavi Kapak	2 mL	-20 °C de 1 ay	Çarşamba	20 gün sonra	–
131	L100660	Alfa 2 Makroglobulin	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
132	L100680	Alfa Fetoprotein (AFP)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
133	–		CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
134	L100690	Alfa Fetoprotein, AFP (Amnion Sıvısı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Amnion Sıvısı	Steril Kap	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
135	L100700	Alfa Fetoprotein, AFP (Mayi)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Mayi	Steril Kap	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
136	L100500	Alfa Glukosidaz 1	FOT (Fotometri)	Özel Kağıda Emdirilmiş Kan	Özel Kağıt	Tamamı/Min.(2 spot)	Oda ısısında 90 gün	Salı	21 gün sonra 18:00	Spotlar taşınmadan ve üst üste emdirmeye yapılmadan alınmalıdır.
137	–	Alfa Hidroksibütirat Dehidrogenaz (Alfa HBDH)	ENZ (Enzimatik)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
138	L100730	Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi	JE (Jel Elektroforezi)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 15 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz
139	–	Altın (Au)	AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrometri)	Serum (Eser E.)	Lacivert Kapak	2 mL	2-8 °C de 15 gün	Hergün	30 gün sonra 18:00	Hemolizli numuneler
140	L100760	Alüminyum (Al)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum (Eser E.)	Lacivert Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 15 gün	Cuma	3 gün sonra 18:00	–
141	L100770	Alüminyum (Al), İdrar (24 Saatlik)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Cuma	3 gün sonra 18:00	–
142	L100771	Alüminyum (Al), İdrar (Spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Cuma	3 gün sonra 18:00	–
143	–	Amantadin	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	Serum (İelsiz)	Kırmızı (İelsiz) Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
144	–	Amfetamin-Metamfetamin, İdrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	2 mL	2-8 °C de 5 Gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–

145	L113960	Amikasin	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
146	L100820	Amilaz, İdrar (24 Saatlik)	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 10 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
147	L100810	Amilaz, İdrar (Spot)	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 10 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
148	L100830	Amilaz, Mayı	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	Mayı	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 10 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
149	907350	Amp Antijeni (Entamoeba)	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Dişkı	Dişkı Kabı	5 g	2-8 °C de 2 gün, -20 °C de daha uzun süre	Hafta içi her gün	Aynı gün 18:00	–
150	907360	Amp Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün	Pazartesi, Çarşamba	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
151	–	Amisülfürid	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
152	–	Amoksisilin	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
153	L100860	Amonyak	ENZ (Enzimatik)	Plazma (EDTA -Anaerob)	Mor Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	-20 °C de 1 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz - kesin red. Lipemik ve ikterik numune
154	L100840	Amyloid A (SAA)	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 3 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
155	L100010	Androstenedion	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
156	907101	Anti CCP (Cyclic Citrulinated Peptid Antikoru)	CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
157	906410	Anti ds DNA	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 3 ay	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
158	906430	Anti Endomisyum IgA	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
159	906430	Anti Endomisyum IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
160	906950	Anti Fosfolipid Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
161	906470	Anti Fosfolipid IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
162	906480	Anti Fosfolipid IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
163	906960	Anti GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
164	906490	Anti Gliadin (Deamidated) IgA	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
165	906500	Anti Gliadin (Deamidated) IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune

166	906580	Anti Hbc IgM	CMLA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 6 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
167	906560	Anti Hbc Total	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
168	906600	Anti HBe	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün	Aynı gün 18:00	–
169	907240	Anti HDV (Delta Antikor)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
170	906650	Anti HEV IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
171	–	Anti HEV IgG (Western Blot)	WB (Western Blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
172	906650	Anti HEV IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
173	–	Anti HEV IgM (Western Blot)	WB (Western Blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Cuma	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
174	906700	Anti Histon Antikoru	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
175	–	Anti Hu (ANNA-1)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
176	906710	Anti İnsülin Antikoru (AIA)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
177	–	Anti İntresik Faktör	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 4 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
178	906980	Anti JO-1 Antikoran (Histidil -tRNA-Sentetaz)	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
179	906730	Anti Kardiyolipin IgG (ACA IgG)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
180	906740	Anti Kardiyolipin IgM (ACA IgM)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
181	–	Anti Melanosit Antikor	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün	75 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
182	906760	Anti Mitokondrial Antikor (AMA)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
183	–	Anti Mitokondrial Antikor Tip M2 (AMA Tip M2)	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
184	–	Anti Mitokondrial Antikor Tip M9 (AMA Tip M9)	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
185	L100960	Anti Müllerian Hormon (AMH)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	Oda ısısında 3 gün, 2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
186	906770	Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune

187	906780	Anti Nükleer Antikor (FANA)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
188	907871	Anti Nükleosome	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
189	906790	Anti Pariyetal Hücre Antikoru (APCA)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 2 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
190	–	Anti Retikülün Antikor	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
191	–	Anti Ri (ANNA-2)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
192	906800	Anti Ribozomal P Protein	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
193	907010	Anti RNP 70	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
194	907010	Anti RNP/Sm	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
195	907020	Anti Ro-S2	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
196	906990	Anti Scl 70	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
197	906850	Anti Scl 70 (ELISA)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 4 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
198	L100950	Anti Skin Antikor (Epidermal Bazal Membran Ab)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
199	907000	Anti Sm (Smith Antikoru)	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
200	906870	Anti Sm D1	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
201	906880	Anti Tg (Tiroglobulin Antikoru)	CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Ertesi gün 18:00	–
202	L107060	Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru, Anti Mikrozomal Antikor)	CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Ertesi gün 18:00	–
203	L102260	Anti Transglutaminaz IgA	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
204	L102270	Anti Transglutaminaz IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
205	L100990	Anti Trombin III Aktivitesi (AT-III)	COL (Colorimetric)	Plazma (Sitrat)	Mavi Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
206	906940	Anti Trombin III Antijeni	NEPH (Nefelometri)	Plazma (Sitrat)	Mavi Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 12 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
207	–	Anti U1 RNP	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
208	–	Anti Yo (PCA-1)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune

209	–	Anti-Adalimumab Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	2 mL	2-8 °C de 2 gün , -20 °C 180 gün	Salı	İki gün sonra	–
210	906400	Anti-DNAse B (Anti-Streptodornaz B)	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 3 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
211	–	Anti-Lizozim	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
212	–	APO B R3500Q Mutasyonu	R.Hibridizasyon	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
213	L101000	Apolipoprotein A1 (APO A1)	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
214	L101010	Apolipoprotein A2 (APO A2)	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	8 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
215	L101030	Apolipoprotein B (APO B)	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
216	–	Apolipoprotein B / A1 Oranı	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	–	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
217	L101050	aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
218	–	aPTT Karışım (Mixing) Testi	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	2 mL	2-8 °C de 8 saat, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
219	L101080	Arlisülfataz A	FOT (Fotometri)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
220	L101090	Arlisülfataz A, İdrar (Spot)	FOT (Fotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
221	L101190	Arsenik (As)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(300 µl)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
222	L101170	Arsenik (As), İdrar (24 Saat)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
223	L101170	Arsenik (As), İdrar (Spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	
224	–	ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgA	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
225	–	ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
226	–	ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
227	L114010	Asetaminofen (Parasetamol)	ENZ (Enzimatik)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
228	906340	Asetilkolin Reseptör Antikoru (AChR)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 1 ay, -20 °C de 6 ay	Pazartesi	4 gün sonra 18:00	Hemoliz ve Lipemi
229	L101250	Asit Fosfataz (ACP)	SP (Spektrofotometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 1 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
230	906420	ASMA (Smooth Muscle Antikoru)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
231	–	Aspergillus fumigatus IgG	IHA (İndirekt Hemaglutinasyon Testi)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	–
232	–	Babesia spp.	MİK (Mikroskop)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Önerilen tüplerde gelmeyen örnekler
233	905710	Bakteri İdentifikasyonu (Otomatize-VITEK2)	Otomatize (Otomatize)	Bakteri Suşu	Petri	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Taze pasaj alınmamış,saf olmayan koloniler

234	L101330	Bakır (Cu)	SP (Spektrofotometri)	Serum (Eser E.)	Lacivert Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 28 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz - kesin red.
235	L101350	Bakır (Cu), İdrar (24 Saatlik)	SP (Spektrofotometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 7 gün	Pazartesi, Perşembe	Ertesi gün 18:00	–
236	L101340	Bakır (Cu), İdrar (Spot)	SP (Spektrofotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 Gün	Pazartesi, Perşembe	Ertesi gün 18:00	–
237	–	Bakır (Eritrosit içi)	AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrometri)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 Gün	Cuma	5 gün sonra 18:00	–
238	L120020	Barbitürat, İdrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 Gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
239	912540	Bartonella henselae IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
240	912540	Bartonella henselae IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
241	–	Benzodiazepin, İdrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 Gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
242	–	Berilyum	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
243	L100890	Beta 2 Glikoprotein 1 IgA	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 4 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
244	L100900	Beta 2 Glikoprotein 1 IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 4 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
245	L100910	Beta 2 Glikoprotein 1 IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 4 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
246	L101620	Beta 2 Mikroglobulin	TURB (Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
247	L101630	Beta 2 Mikroglobulin, İdrar (24 Saatlik)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 2 gün, -20 °C de 2 ay	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	–
248	L101630	Beta 2 Mikroglobulin, İdrar (Spot)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 2 gün, -20 °C de 2 ay	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	–
249	L104420	Beta Crosslaps (Beta-CTX) (C-Telopeptit)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Çarşamba, Cuma	3 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
250	–	Beta-defensin 2 (Gaïta)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dişkı	Dişkı Kabı	500 mg	Oda sıcaklığında 48 saat, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün	20 gün sonra 18:00	–
251	L101670	Bikarbonat (HCO3)	FOT (Fotometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 2 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
252	–	Bilinen Mutasyon Analizi	Mutasyon An. (Mutasyon Analizi)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	5 mL	–	Hafta içi her gün	30 gün sonra 18:00	Transport süresi ve koşullara uymayan numuneler.Dondurulmuş numuneler.Pıhtılaşmış numuneler.
253	L101760	Biotinidaz Aktivitesi (Kantitatif)	FOT (Fotometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Pazartesi	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
254	L101770	Biotinidaz Aktivitesi (Tarama)	COL (Colorimetric)	Özel Kağıda Emdirilmiş Kan	Özel Kağıt	Tamamı	Oda ısısında 8 gün	Pazartesi	3 gün sonra 18:00	Bir ayıktan fazla olan bebeklerden alınan numuneler

255	-	Biotinidaz Eksikliği Genetik Testi (BTD Eksikliği)	SAG	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	5 ml	2-8 °C de 5 gün	Hergün	45 gün sonra	Pıhtılı numuneler
256	L101320	BNP	CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 4 saat, 2-8 °C de 1 gün, -20°C de 90 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Uygun ısıda beklememiş örnek
257	-	Bordetella pertussis IgA	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
258	-	Bordetella pertussis IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
259	-	Borrelia burgdorferi DNA	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Her gün	21 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
260	907050	Borrelia burgdorferi IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
261	907040	Borrelia burgdorferi IgG, (W.B)	WB (Western Blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	8 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
262	907060	Borrelia burgdorferi IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
263	907040	Borrelia burgdorferi IgM, (W.B)	WB (Western Blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	8 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
264	-	Bromür, İdrar (24 Saatlik)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	Steril Kap	10 mL	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi	15 gün sonra 18:00	-
265	-	Bromür, İdrar (Spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	Steril Kap	10 mL	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi	15 gün sonra 18:00	-
266	907091	Brucella IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
267	907092	Brucella IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
268	L120230	Buprenorfin	EIA (Enzyme Immunoassay)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	20 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 12 ay	Hafta içi hergün	3 gün sonra 18:00	Oda ısısında bekletilmiş kapağı açık idrar örnekleri.
269	907950	c ANCA (PR3 ANCA)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
270	-	C Antikor Tarama Testi	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün	Her gün	Aynı gün 18:00	Pıhtılı numune
271	L101830	C-Peptid	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 4 saat, 2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
272	L101860	C1 Esteraz İnhibitör Aktivitesi	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
273	L101870	C1 Esteraz İnhibitörü	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 3 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
274	L104540	C1q Kompleman	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
275	L104550	C2 Kompleman	RID (Radial İmmünodiffusion)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
276	-	C3 Nefritik Faktör	RID (Radial İmmünodiffusion)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
277	L104560	C3 Kompleman	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 4 gün, 2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 8 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
278	L104560	C3 Kompleman, Mayi	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Mayi	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 4 gün, 2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 8 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	-
279	L104570	C4 Kompleman	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 8 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	-

280	L104570	C4 Kompleman, Mayi	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Mayi	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısında 2 gün, 2-8 °C de 8 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
281	L104580	C5 Kompleman	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
282	L101900	CA 125	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
283	L101920	CA 15-3	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
284	L101940	CA 19-9	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 30 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
285	–	CA 50	IRMA (Immunoradiometric Assay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
286	L101960	CA 72-4	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	–
287	–	Campylobacter IgA Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
288	–	Campylobacter IgG Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
289	908120	Candida albicans DNA PCR	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
290	–	Candida albicans IgA	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
291	–	Candida albicans IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
292	–	Candida albicans IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
293	907100	Candida Antijeni (Candidomannan)	AGG (Aglütinasyon)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
294	–	Carbonhydrate Deficient Transferrin (CDT)	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
295	L115620	CD 15	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
296	L115960	CD 19	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
297	L116200	CD 20	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
298	L116450	CD 25	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
299	L116580	CD 3	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
300	L116920	CD 34	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 72 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
301	L117110	CD 4	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
302	L117230	CD 41a	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 48 saat	–	–	Pıhtılı numune
303	L117310	CD 42a	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 48 saat	–	–	Pıhtılı numune
304	L117330	CD 42b	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısında 48 saat	–	–	Pıhtılı numune

305	L117480	CD 45	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
306	L117690	CD 5	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
307	L117910	CD 56 (Naturel Killer)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 72 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
308	L117940	CD 57	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
309	L118080	CD 61	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 48 saat	–	–	Pıhtılı numune
310	L118380	CD 69	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	–	Her gün	3 gün sonra 18:00	–
311	L118390	CD 7	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
312	–	CD 8	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
313	L118750	CD 9	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	–	Her gün	3 gün sonra 18:00	–
314	L116720	CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Kan)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 72 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
315	L103710	CD4/CD8 Analizi (İmmun Yetmezlik Paneli)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 72 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
316	L104030	CEA (Karsinoembriyjenik Antijen)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
317	L101980	CH 50 (Total Hemolitik Kompleman Aktivitesi)	TURB (Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	-20 °C de 20 gün	Pazartesi	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
318	907110	Chlamydia Antijeni, Servikal Sürüntü	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Servikal Sürüntü Chlamidia	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 5 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Jelli ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
319	907110	Chlamydia Antijeni, Ön İdrar	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 5 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
320	907110	Chlamydia Antijeni, Üretral Sürüntü	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Üretral Sürüntü Chlamidia	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 5 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Jelli ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
321	907120	Chlamydia pneumoniae IgA	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
322	907130	Chlamydia pneumoniae IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
323	907140	Chlamydia pneumoniae IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
324	–	Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Standart Panel (İdrar)	Multiplex PCR (Multiplex Polymerase Chain Reaction)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	–	–	Pazartesi	2 gün sonra 18:00	–
325	–	Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Standart Panel (Swab)	Multiplex PCR (Multiplex Polymerase Chain Reaction)	Jelsiz Swab	Jelsiz Swab	–	–	Pazartesi	2 gün sonra 18:00	–
326	L102010	Civa (Hg), İdrar (24 Saatlik)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(3 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
327	L102010	Civa (Hg), İdrar (Spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(3 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
328	L102000	Civa (Hg), Tam Kan (EDTA)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–

329	L104760	CK MB	ENZ, KIN (Enzimatik, Kinetik)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 8 saat, 2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz - kesin red. Lipemik ve ikterik numune
330	907190	Clostridium difficile Toksin A+B	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	—
331	908050	Clostridium tetani Toksin Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
332	908140	CMV DNA PCR	RT-PCR (Real Time PCR)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
333	908140	CMV DNA PCR (İdrar)	RT-PCR (Real Time PCR)	İdrar (Spot)	Steril Kap	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	—
334	908140	CMV DNA PCR (Plazma EDTA)	RT-PCR (Real Time PCR)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	-20 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
335	906360	CMV IgG	CMLA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 28 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	—
336	907220	CMV IgG Avidite	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 28 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
337	906370	CMV IgM	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 28 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	—
338	—	COL6a2 Gen Mutasyonu	NGS (Next Generation Sequencing)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	2-8 °C de 3 gün	Hergün	45 gün sonra	Pıhtılı numuneler.
339	—	COMT VAL 158 MET POLİMORFİZMİ	—	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	30 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
340	—	Coxsackie Virüs IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
341	—	Coxsackie Virüs IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
342	—	Crithidia luciliae	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
343	L104830	Cryofibrinojen	PRP (Pirecipitate)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	18-24 °C de	Her gün	10 gün sonra 18:00	—
344	L104840	Cryoglobulin	PRP (Pirecipitate)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	5 mL	18-24 37°C	Her gün	10 gün sonra 18:00	—
345	L106880	Cyfra 21-1 (Cytokeratin Fragment)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
346	L102090	D-Dimer	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrat)	Mavi Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 8 saat, 2-8 °C de 4 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
347	907230	Delta Antijeni (Hepatit D Virüs Antijeni)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
348	L102150	Demir 3 Klorür Testi (FeCl 3)	COL (Colorimetric)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 2 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	—
349	L102180	Deoksipridinolin, İdrar (24 Saatlik)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	20 mL	2-8 °C de 10 gün	Perşembe	7 gün sonra 18:00	—
350	L102170	Deoksipridinolin, İdrar (Spot)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 10 gün	Perşembe	7 gün sonra 18:00	—
351	L102190	Desmoglein 1 Antikoru (Pemphigus foliaceus)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune

352	L102200	Desmoglein 3 Antikoru (Pemphigus foliaceus)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
353	L102100	DHEA (Dehidroepiandrosteron)	RIA (Radio Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL/ Min.(1 mL)	2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 2 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemolizli örnek kabul edilmez.
354	L102110	DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 12 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
355	–	Diaminoksidaz (DAO)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum (Dondurulmuş)	Sarı Kapak	2 mL (Min. 1mL)	-20 °C de 2 ay	Her gün	21 gün sonra 18:00	Hemoliz, Lipemi, İkterik numune
356	L114080	Diazepam	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
357	907250	Difteri Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
358	L114090	Digoksin	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
359	L102250	Dihidrotestosteron (DHT)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	1 mL/Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün	Çarşamba	2 hafta sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
360	705230	Direkt Coombs	JS (Jel Santrifugasyon)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Pıhtılı numune
361	L104070	Dopamin, İdrar (24 Saatlik)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
362	L104100	Dopamin, İdrar (Spot)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
363	L104050	Dopamin, Plazma	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	3 mL	-20 °C de 7 gün	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
364	–	Drug Abuse Kantitatif Panel	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
365	L102290	Dörtlü Test	CLIA+MEIA (Chemiluminescence Immuno Assay, Microparticle Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
366	L102600	Dişkida pH	pH Metre (pH Metre)	Dişkı	Dişkı Kabı	5 g	2-8 °C de 2 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
367	L102610	Dişkida Sindirim	Mik (Mikroskopi)	Dişkı	Dişkı Kabı	5 g	2-8 °C de 1 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
368	L102630	Dişkida Steatokrit	HES (Hesaplama)	Dişkı	Dişkı Kabı	5 g	2-8 °C de 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
369	L102620	Dişkida Sterkobilinojen	Kimyasal (Kimyasal)	Dişkı	Dişkı Kabı	5 g	2-8 °C de 2 gün	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	–
370	908350	EBV DNA PCR	RT-PCR (Real Time PCR)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
371	–	EBV IgG Avidite	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	500 µL	2-8 °C 'de 14 gün, Dondurucu - 20 °C'de 6 ay	Çarşamba	2 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik numune
372	–	EBV IgG Profili	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Cuma	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
373	–	EBV IgM Profili	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Cuma	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
374	–	EBV-EA IgA	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune

375	907280	EBV-EA IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 3 ay	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
376	907280	EBV-EA IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 3 ay	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
377	907290	EBV-EBNA IgG	CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	15-30 °C de 3 gün, 2-8 °C de 14 gün	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
378	907300	EBV-EBNA IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
379	907310	EBV-VCA IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
380	907320	EBV-VCA IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
381	912390	Echinococcus granulosus IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 3 ay	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
382	912390	Echinococcus granulosus IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
383	–	Echovirüs IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 6 ay, Oda Isısı (20-25 °C) 24 Saat	Salı	3 gün sonra 18:00	–
384	–	Echovirüs IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 6 ay, Oda Isısı (20-25 °C) 24 Saat	Salı	3 gün sonra 18:00	–
385	–	Ecstasy, İdrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
386	L105940	Elastaz (Pankreatik), Dışkı	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 3 gün, -20 C de 12 ay	Her gün	18 gün sonra 18:00	–
387	–	ENA Profili	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
388	907340	ENA Screen	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
389	906430	Endomisyum Ab Screen	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
390	–	Entegre Tarama testi	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(750 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	2 gün sonra 18:00	–
391	–	Enterovirüs RNA	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
392	–	Eozinofil (Total)	CC (Cell Counter)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz ve pıhtılı numune
393	L102300	Eozinofil Katyonik Protein (ECP)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum (Özel)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
394	–	Eozinofil Protein X (EPX)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dışkı	Dışkı Kabı	500 mg	Oda ısısında 3 gün , 2-8 °C de 3 gün , -20 °C de 2 ay	Her gün	20 gün sonra 18:00	–
395	–	Epilepsi Genetik Panel (434 Gen)	NGS (Next Generation Sequencing)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	–	Hafta içi her gün	90 gün sonra 18:00	Transport süresi ve koşullarına uymayan numuneler, Dondurulmuş numuneler, Pıhtılaşmış numuneler

396	L104070	Epinefrin (Adrenalin), İdrar (24 Saatlik)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
397	L104100	Epinefrin (Adrenalin), İdrar (Spot)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
398	L104050	Epinefrin (Adrenalin), Plazma	EIA (Enzyme Immunoassay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL	-20 °C de 7 gün	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
399	L102310	Eritropoietin	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 2 ay	Hergün	Ertesi gün 18:00	–
400	L107020	Eritrosit Sayısı	CC (Cell Counter)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 24 saat	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Pıhtılı numune
401	L102340	Estriol Serbest (E3)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
402	–	Estron (E1)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
403	L102350	Etil Alkol (Etanol)	FOT (Fotometri)	Serum (Anaerob)	Sarı Kapak	2 mL	15-25 °C de 2 gün, 2-8 °C de 15 gün	Hafta içi her gün	4 gün sonra 18:00	Hemolizli numuneden kesinlikle çalışma yapılamaz.
404	L114120	Etosüksimid (Petimid)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
405	L114140	Everolimus	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 5 gün, 2-8 °C de 7 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	–
406	–	Faktör II (Protrombin)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
407	L104260	Faktör IX (Christmas)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
408	L104350	Faktör IX İnhibitörü (Kantitatif)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	2 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
409	L104350	Faktör IX İnhibitörü (Tarama)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	2 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
410	L104230	Faktör V (Proakselerin)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
411	–	Faktör V H 1299R Mutasyonu	Mutasyon An. (Mutasyon Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
412	908727	Faktör V Leiden Mutasyonu	RT-PCR (Real Time PCR)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
413	L104240	Faktör VII (Prokonvertin)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
414	L104250	Faktör VIII	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
415	L104340	Faktör VIII İnhibitörü (Kantitatif)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	2 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
416	L104340	Faktör VIII İnhibitörü (Tarama)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
417	L104270	Faktör X (Stuart-Prower Faktör)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
418	L104280	Faktör XI (Plazma tromboplastin)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
419	L104290	Faktör XII (Hageman Faktörü)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz

420	L104300	Faktör XIII (Fibrinaz)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
421	–	Faktör XIII V34 L	Mutasyon An. (Mutasyon Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
422	–	Fasciola hepatica Antikor	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
423	–	FAT (Fibro Test +Acti Test, HCV-FAT)	Skorlama (Skorlama)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
424	L102400	Fenilalanin (Kantitatif)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Plazma (Li Heparin)	Yeşil Kapak	1 mL / Min.(300µL)	-20 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	3 gün sonra 18:00	Hemoliz
425	–	Fenilglislik Asit	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–
426	L114160	Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
427	L114170	Fenobarbital (Luminal)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
428	911380	Fenol, İdrar (Spot)	FOT (Fotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
429	911380	Fenol, İdrar (Spot) (Çıkış)	FOT (Fotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
430	–	Fensiklidin, İdrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
431	L102450	Fibrinojen	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
432	–	Fibronektin	NEPH (Nefelometri)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	-20 °C de 7 gün	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
433	–	Filariasis Antikor Tarama	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 20 gün	Salı	6 Hafta sonra	–
434	–	FIP1L1-PDGFRa del4q12	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	4 mL	2-8 °C de 2 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
435	L102470	Fitanik Asit	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	–
436	–	Florür, İdrar (24 Saatlik)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	Steril Kap	–	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi	15 gün sonra 18:00	Numune kabı için polietilen kaplar kullanılmalı, cam tüp kullanılmaz.
437	–	Florür, İdrar (Spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	Steril Kap	10 mL	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi	15 gün sonra 18:00	Numune kabı için polietilen kaplar kullanılmalı, cam tüp kullanılmaz.
438	–	FMF-MEFV Seçilmiş Ekzon Dizi Analizi (2,3,5,10)	DNA DİZİ AN. (DNA Dizi Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	30 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
439	–	FMF-MEFV Tüm Gen Dizi Analizi	DNA DİZİ AN. (DNA Dizi Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	45 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
440	L102510	Fosfor (P)	FOT (Fotometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 yıl	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
441	L102530	Fosfor (P), İdrar (24 Saatlik)	FOT (Fotometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
442	L102520	Fosfor (P), İdrar (Spot)	FOT (Fotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
443	–	Frajil X FMR1 CGG Tekrarı Genetik Analizi	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	30 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune

444	–	Francisella tularensis IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
445	–	Francisella tularensis IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
446	–	Friedreich Ataksisi Mutasyon Analizi	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	40 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
447	L102570	Fruktozamin	FOT (Fotometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 3 gün, 2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
448	907390	Galaktomannan (Aspergillus) Antijeni	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum (Anaerob)	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 5 gün, -70 °C de 1 ay	Pazartesi	7 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
449	L102700	Galaktoz	ENZ (Enzimatik)	Tam Kan (NaF)	Gri Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
450	–	Galaktoz 1 Fosfat Uridil Transferaz	FL (Flokülasyon)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 20 gün	Pazartesi	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
451	–	Gangliosid Profili	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
452	L102800	Gastrin	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 4 saat, -20 °C de daha uzun süre	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	–
453	–	Gastrointestinal Patojen Paneli	Multiplex PCR (Multiplex Polymerase Chain Reaction)	Dışkı	Dışkı Kabı	250 mg	2-8 °C de 2 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün	Aynı gün 18:00	–
454	–	GH (Klonidin eşliğinde)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µl)	2-8 °C de 8 saat, -20 °C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
455	–	GH (L-Dopa eşliğinde)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µl)	2-8 °C de 8 saat, -20 °C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
456	907400	Giardia Antijeni	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	–
457	–	Globulin	HES (Hesaplama)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 1 ay, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
458	L102880	Glukagon	RIA (Radio Immunoassay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	-20 °C de 14 gün	Hergün	30 gün sonra 18:00	Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek
459	–	Glutatyon	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Tam Kan (EDTA) Dond. 2 tüp	Mor Kapak	4 mL	-20 °C de 3 ay	Perşembe	20 gün sonra 18:00	–
460	–	Glutatyon Peroksidaz	FOT (Fotometri)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba	14 gün sonra 18:00	–
461	L101820	Growth (Büyüme) Hormon (GH)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 8 saat, -20 °C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
462	908020	Gruber Widal (Salmonella Aglutinasyon Testi)	TAGG (Tüp Aglutinasyon)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 5 gün	Hafta içi her gün	İki gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
463	–	Gümüş (Serum)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 15 gün	Hergün	30 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
464	–	Gümüş (Spot idrar)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
465	–	Gıda İntolerans Testi (108 Parametre)	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Hafta içi her gün	7 gün sonra 18:00	Hemoliz, Lipemik numune
466	–	Gıda İntolerans Testi Genişletilmiş (216 Parametre)	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Hafta içi her gün	7 gün sonra 18:00	Hemoliz, Lipemik numune
467	–	Haloperidol	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün	Salı	2 gün sonra 18:00	–
468	L103020	Haptogloblin	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 10 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz

469	907420	HBeAg	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
470	–	HBV DNA Genotipleme	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
471	908150	HBV DNA Kantitatif	RT-PCR (Real Time PCR)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	-20 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
472	906970	HCV Antikor Doğrulama	LIA (Luminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 10 gün	Pazartesi	4 gün sonra 18:00	–
473	908160	HCV Genotip Tayini	RT-PCR (Real Time PCR)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	-20 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
474	908170	HCV RNA Kantitatif	RT-PCR (Real Time PCR)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	-20 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
475	908171	HDV RNA	RT-PCR (Real Time PCR)	Serum	Sarı Kapak	1 mL/ Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
476	907490	Helicobacter pylori Antijeni (HpSA)	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	Oda ısısında 1 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
477	908180	Helicobacter pylori DNA PCR	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
478	907500	Helicobacter pylori IgA	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
479	907510	Helicobacter pylori IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
480	L103120	Hematokrit	CC (Cell Counter)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 24 saat	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Pıhtılı numune
481	–	Hemoglobin (İdrar)	Strip, Mik (Strip, Mikroskobi)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 2 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
482	L103150	Hemoglobin A2 (HbA2)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
483	904, 690	Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	3 mL	2-8 °C de 7 gün	Salı, Perşembe	2 gün sonra Saat 18:00	Pıhtılı numune
484	–	Hemokromatozis Klasik Tip (C282Y,H63D)	Mutasyon An. (Mutasyon Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	30 gün sonra 18.00	Pıhtılı numune
485	–	Hemopeksin	RID (Radial Immünodiffusion)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18.00	Hemoliz ve lipemik numune
486	–	Hemosiderin	Mik (Mikroskobi)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	–
487	908200	HHV Tip 8 DNA PCR	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısı	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
488	908200	HHV Tip-6 DNA PCR	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	3 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
489	–	Hidroksipiren	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–
490	–	Hidroksiprolin	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Plazma (Li Heparin)	Yeşil Kapak	2 mL	-20 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
491	–	Hidroksiprolin (Spot idrar)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL/Min.(2 mL)	-20 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
492	–	Hidroksiprolin, İdrar (24 Saatlik)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL	-20 °C de 14 gün	Perşembe	7 gün sonra 18:00	–
493	911300	Hippürik Asit	FOT (Fotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–

494	911300	Hippürik Asit (Çıkış)	FOT (Fotometri)	İdrar (Çıkış)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
495	–	Histamin (Dışkı)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dışkı	Dışkı Kabı	500 mg	Oda sıcaklığında 48 saat	Her gün	20 gün sonra 18:00	–
496	L103160	Histamin, Plazma (EDTA)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 6 saat, -20 °C de 6 ay	Her gün	21 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
497	–	Histidin (Plazma)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Plazma (Li Heparin)	Yeşil Kapak	1 mL / Min.(300µL)	-20 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve fibrinli numune
498	908220	HIV 1 RNA Viral Yük	RT-PCR (Real Time PCR)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	-20 °C de 7gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
499	–	HIV 1-2 Doğrulama	LIA (Luminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 10 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
500	–	HIV İlaç Direnci Analizi	DNA DİZİ AN. (DNA Dizi Analizi)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	21 gün sonra	–
501	912760	HIV p24 Antijen	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 28 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
502	L103200	HLA B27 (PCR)	RT-PCR (Real Time PCR)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
503	L103190	HLA B27 Antijeni	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 72 saat	Her gün	Ertesi gün 18:00	Pıhtılı numune
504	–	HLA B5(51,52)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 15 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
505	–	HLA B51	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 15 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
506	–	HLA B7	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 2 gün	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
507	–	Holo-Transkobalamin	MEIA (Microparticle Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
508	L109960	Homosistein	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
509	L109960	Homosistein, Plazma	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
510	–	Homosistin, İdrar (Spot)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 6 ay	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
511	L104110	Homovanilik Asit (24 Saatlik İdrar)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL/Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	10 gün sonra 18:00	–
512	L104100	Homovanilik Asit (Spot İdrar)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL/Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	10 gün sonra 18:00	–
513	–	HPA 1 a/b Mutasyon Analizi	R.Hibridizasyon	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
514	L106680	İs CRP (High Sensitive C Reaktif Protein)	TURB (Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	15-25 °C de 11 gün, 2-8 °C de 2 ay, -20 °C de 3 yıl	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
515	908200	HSV Tip II DNA PCR (Serum)	RT-PCR (Real Time PCR)	Serum	Sarı Kapak	1 mL/ Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
516	907560	HSV Tip II IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
517	907570	HSV Tip II IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
518	–	HTLV 1/2 IgG Antikoru	MEIA (Microparticle Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

519	–	Human Epididymis Protein (HE4)	CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
520	–	Human Herpes Virus Tip 6 IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
521	–	Human Herpes Virus Tip 6 IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
522	–	Human Herpes Virus Tip 8 IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
523	L103520	Hücre Sayımı, (BAL)	Mik (Mikroskopi)	Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Sıvısı	Steril Kap	1 mL	2-8 °C de 2 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Eküvyon ile alınıp gönderilmiş numuneler, sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler
524	L103520	Hücre Sayımı, BOS	Mik (Mikroskopi)	BOS	Steril Kap	1 mL	2-8 °C de 2 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Eküvyon ile alınıp gönderilmiş numuneler, sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler
525	L103520	Hücre Sayımı, Mayi	Mik (Mikroskopi)	Mayi	Steril Kap	1 mL	2-8 °C de 2 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Eküvyon ile alınıp gönderilmiş numuneler, sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler
526	–	Hücre Tiplendirme	Mik (Mikroskopi)	Materyal	Steril Kap	1 mL	2-8 °C de 2 gün	Her gün	Aynı gün 18:00	Eküvyon ile alınıp gönderilmiş numuneler, sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler
527	–	Hızlı Anöploidi Analizi	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Amnion Sıvısı	Steril Kap	20 mL	2-8 °C de 2 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	–
528	–	IA2 (İset cell 2 Antikoru)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
529	907620	IgA	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 8 gün, 2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 8 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
530	–	IgA1	RID (Radial İmmünodiffusion)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	20 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
531	–	IgA2	RID (Radial İmmünodiffusion)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	20 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
532	L103540	IgE Total	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz-kesin red
533	L103810	IGF BP-3 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 12 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
534	L103800	IGF-1 (Insulin Like Growth Factor1, Somatomedin C)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 12 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
535	907630	IgG	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 4 ay, 2-8 °C de 8 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
536	907790	IgG Alt Grubu 1	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 1 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
537	907790	IgG Alt Grubu 2	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 1 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
538	907790	IgG Alt Grubu 3	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 1 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
539	907790	IgG Alt Grubu 4	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 1 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
540	–	IgG Alt Grupları	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1,5 mL / Min.(750 µL)	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 1 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
541	L103550	IgG İndeks	NEPH (Nefelometri)	BOS+Serum	Sarı Kapak + Steril Kap	1 mL Serum + 1 mL BOS	2-8 °C de 7 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

542	907630	IgG, BOS	NEPH (Nefelometri)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 4 ay, 2-8 °C de 8 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
543	907640	IgM	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 4 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
544	–	Influenza A / H1N1 (RT-PCR)	RT-PCR (Real Time PCR)	Boğaz Sürüntüsü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	3 gün sonra 18:00	Jelli Swab
545	–	Influenza A IgA Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
546	–	Influenza A IgG Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
547	908731	Influenza A RNA PCR (BAL)	RT-PCR (Real Time PCR)	Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Sıvısı	Tamamı	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	12 gün sonra 18:00	Jelli Swab
548	908731	Influenza A RNA PCR (Nasal Aspirat)	RT-PCR (Real Time PCR)	Nasal Aspirat	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	12 gün sonra 18:00	Jelli Swab
549	908731	Influenza A RNA PCR (Nazal Sürüntü)	RT-PCR (Real Time PCR)	Nazal Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	12 gün sonra 18:00	Jelli Swab
550	907660	Influenza Antijeni (A+B)	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Nazal Akıntı	Jelsiz Swab	Tamamı	Oda ısısında 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Jelli ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
551	–	Influenza B IgA Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
552	–	Influenza B IgG Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
553	908731	Influenza B RNA PCR (BAL)	RT-PCR (Real Time PCR)	Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	12 sonra 18:00	Jelli Swab
554	908731	Influenza B RNA PCR (Nasal Aspirat)	RT-PCR (Real Time PCR)	Nasal Aspirat	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	12 sonra 18:00	Jelli Swab
555	908731	Influenza B RNA PCR (Nazal Sürüntü)	RT-PCR (Real Time PCR)	Nazal Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	12 gün sonra 18:00	Jelli Swab
556	906320	İslet Cell Antikoru (ICA) (Anti Adacık Antikoru)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 2 gün, -20 °C de 30 gün	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
557	–	IVF DNA Profil Analizi	SAG	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 3 gün	Hergün	10 gün sonra	Pıhtılı , beklemiş numuneler.
558	–	İdrar Sitolojisi	–	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	–	–	Hergün	4 gün sonra 18:00	–
559	L103620	İkili Test (Down Sendromu I. Trimester Tarama Testi)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Hergün	Ertesi gün 18:00	–
560	–	İmmünofenotipleme Panelli (Lösemi Panelli),Tam Kan(EDTA)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
561	L103720	İmmünfiksasyon Elektroforezi	IFE (İmmünofiksasyon Elektroforezi)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µl)	2-8 °C de 7 gün	Salı, Cuma	3 gün sonra 18:00	Hemolizli numune
562	L101780	İmmünfiksasyon Elektroforezi (BOS İmmunelektroforez)	IEF (İzoelektrik odaklama)	BOS+Serum	Sarı Kapak + Steril Kap	2 mL Serum + 2 mL BOS	Serum 2-8 °C de 7 gün BOS 2-8 °C de 2 gün	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
563	L103740	İmmünfiksasyon Elektroforezi, İdrar (24 Saatlik)	IFE (İmmünofiksasyon Elektroforezi)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 7 gün	Salı, Cuma	3 gün sonra 18:00	–
564	L103740	İmmünfiksasyon Elektroforezi, İdrar (Spot)	IFE (İmmünofiksasyon Elektroforezi)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 7 gün	Salı, Cuma	3 gün sonra 18:00	–
565	705290	İndirekt Coombs	JS (Jel Santrifugasyon)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	–

566	L108450	Inhalent Alerjenler	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
567	L103760	İnhibin A	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, 2-8 °C de 2 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
568	L103770	İnhibin B	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	20 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
569	–	İnsülin Duyarlılık İndeksi (QUICKI)	HES (Hesaplama)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, 2-8 °C de 3 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
570	–	İnterferon-Gama (IFN-Gamma)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	15 mL	Oda ısısında 3 gün	Çarşamba	Pazartesi 18:00	Pıhtılı örnek, oda ısısında gönderilmeyen örnek.
571	908030	İnterlökin 1 Beta	CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum (Dondurulmuş)	Sarı Kapak	4 mL	-20 °C de 7 gün	Hergün	14 gün sonra 18:00	Pıhtılı , hemoliz , çözünmüş numune
572	908030	İnterlökin 10 (IL-10)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	15 mL	Oda ısısında 3 gün	Çarşamba	Pazartesi 18:00	Pıhtılı örnek, oda ısısında gönderilmeyen örnek.
573	908030	İnterlökin 2	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	15 mL	Oda ısısında 3 gün	Perşembe	Pazartesi 18:00	Pıhtılı örnek, oda ısısında gönderilmeyen örnek.
574	–	İnterlökin 6 (IL-6)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	20-25°C de 5 saat, 2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
575	908030	İnterlökin 8	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	15 mL	Oda ısısında 3 gün	Çarşamba	Pazartesi 18:00	Pıhtılı örnek, oda ısısında gönderilmeyen örnek.
576	908030	İnterlökin-17 alfa	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	15 mL	Oda ısısında 3 gün	Çarşamba	Pazartesi 18:00	Pıhtılı örnek, oda ısısında gönderilmeyen örnek.
577	908030	İnterlökin-4	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	15 mL	Oda ısısında 3 gün	Çarşamba	Pazartesi 18:00	Pıhtılı örnek, oda ısısında gönderilmeyen örnek.
578	–	İnv (16) (p13q22) RT-PCR	RT-PCR (Real Time PCR)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
579	L103830	İyonize Kalsiyum	ISE (İyon Selektif Elektrod)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Pıhtılı numune
580	–	İyot (Serum)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	–	Salı, Cuma	3 gün sonra 18:00	Kan alımı esnasında dezefeksiyonun betadin, batticon yada tendürdyot ile yapılması yanlış pozitif sonuçlara neden olur.
581	L103840	İyot (Spot idrar)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 3 gün	Salı, Cuma	3 gün sonra 18:00	–
582	907690	Kabakulak (Mumps) IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
583	907700	Kabakulak (Mumps) IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
584	–	Kadmiyum (Cd)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
585	–	Kadmiyum (Cd), İdrar (24 Saatlik)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
586	–	Kadmiyum (Cd), İdrar (Spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
587	–	KAH CYP21B TGA	DNA DİZİ AN. (DNA Dizi Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	–	Oda ısısı 5 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Pıhtı
588	–	Kalay (Sn)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum (Eser E.)	Lacivert Kapak	2 mL	2-8 °C de 14 Gün	Hafta içi her gün	14 gün sonra 18:00	Hemoliz
589	–	Kalprotektin (Kantitatif)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g / Min.(2 g)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün	Ertesi gün 18:00	–

590	L103850	Kalsitonin	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	-20 °C de 15 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
591	L103880	Kalsiyum (Ca), İdrar (24 Saatlik)	FOT (Fotometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 Hafta, -20 °C de 8 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
592	L103870	Kalsiyum (Ca), İdrar (Spot)	FOT (Fotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 Hafta, -20 °C de 8 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
593	–	Kanser Genetik Paneli (94 Gen)	NGS (Next Generation Sequencing)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	–	Hafta içi her gün	90 gün sonra 18:00	Transport süresi ve koşullarına uymayan numuneler, Dondurulmuş numuneler, Pıhtılaşmış numuneler
594	L103940	Kappa Hafif Zincir	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
595	L103950	Kappa Hafif Zincir, İdrar (24 Saatlik)	NEPH (Nefelometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
596	L103950	Kappa Hafif Zincir, İdrar (Spot)	NEPH (Nefelometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
597	L114260	Karbamazepin (Tegretol)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	Serum (İelsiz)	Kırmızı (İelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 4 Hafta	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
598	L103960	Karboksi Hemoglobin	FOT (Fotometri)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	2 mL	Oda ısısında 5 gün, 2-8 °C de 5 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
599	–	Kardiyovasküler Risk Paneli (12'li)	R.Hibridizasyon	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Transport süresi ve koşullarına uymayan numuneler, Dondurulmuş numuneler, Pıhtılaşmış numuneler
600	L103980	Karnitin (Serbest)	ENZ (Enzimatik)	Özel Kağıda Emdirilmiş Kan	Özel Kağıt	Tamamı/Min.(2 spot)	Oda ısısında	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Spotlar taşınmadan ve üst üste emdirme yapılmadan alınmalıdır.
601	–	Karnitin Total	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	Oda ısısında 7 Gün 2-8 °C de 21 Gün	Salı	2 gün sonra	–
602	907730	Kist Hidatik İndirekt Hemaglutinasyon	IHA (İndirekt Hemaglutinasyon Testi)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
603	–	Kistik Fibrozis (36 Mutasyon)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	6 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
604	–	Kistik Fibrozis - CTFR Tüm Gen Dizi Analizi	DNA DİZİ AN. (DNA Dizi Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	6 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
605	–	KLL Standart (Kemik iliği)	FC (Flow Cytometry)	Kemik iliği	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
606	–	KLL Standart (Periferik Kan)	FC (Flow Cytometry)	Kemik iliği	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
607	L114300	Klonazepam (Rivotril)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (İelsiz)	Kırmızı (İelsiz) Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
608	L104180	Klorür	ISE (İyon Selektif Elektrod)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
609	L104200	Klorür, İdrar (24 Saatlik)	ISE (İyon Selektif Elektrod)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
610	L104190	Klorür, İdrar (Spot)	ISE (İyon Selektif Elektrod)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
611	L104220	Klorür, Mayı	ISE (İyon Selektif Elektrod)	Mayı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–

612	L114310	Klozapin (Leponex)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Kırmızı (İelsiz) Kapak	2 mL (Min. 1 mL)	2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 14 ay	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Jelli tüpe alınmış örnek kesin red, ikerik örnek kesin red, aşırı hemolizli örnek kesin red.
613	–	Kobalt	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum (Eser E.)	Lacivert Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
614	–	Koenzim Q10	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
615	L120080	Kokain, İdrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
616	L104670	Kortizol (Dexamethasone supresyon sonrası)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 4 gün, -20 °C de 12 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz , Aşağıdaki ilaçlar Deksmetazon supresyon testini bozar. Bu ilaçların testten önce kesilmesi gerekir: Barbituratlar, Kortikosteroidler, Estrojen, Doğum kontrol ilaçları, Fenitoin, Sprinolaktan, Tetrasiklin
617	L104670	Kortizol, Total	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 4 gün, -20 °C de 12 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Yüksek hemoliz, lipemik ve ikerik örnek.
618	L104790	Kreatinin idrar (Spot)	KIN, COL (Kinetik, Kolorimetrik)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL (2 mL)	–	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
619	L104820	Kreatinin Klirensi :	KIN, COL (Kinetik, Kolorimetrik)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL (Serum) + 1 mL (İdrar)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
620	L104800	Kreatinin, İdrar (24 Saatlik)	KIN, COL (Kinetik, Kolorimetrik)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
621	L104810	Kreatinin, Mayi	KIN, COL (Kinetik, Kolorimetrik)	Mayi	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	İkerik numune
622	L104850	Krom (Cr)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
623	L104850	Krom (Cr), İdrar (24 saatlik)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
624	L104850	Krom (Cr), İdrar (Spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
625	–	Kromogranin A	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
626	–	Kromozom 13, 18, 21, X, Y Fish Analizi	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	–	2-8 °C de 2 gün	Hergün	7 gün sonra	–
627	–	Kromozom Analizi (Tam Kan)	Karyotipleme (Karyotip Analizi)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	4 mL	Oda ısısında 2 gün	Hergün	30 gün sonra 18:00	Transport süresi ve koşullarına uymayan numuneler, Dondurulmuş numuneler, Pıhtılı numuneler
628	–	Kruger Boyama	Mik (Mikroskop)	Semen	Steril Kap	Tamamı	Oda ısısı	Her gün	Ertesi gün 18:00	Steril olmayan kapta gelen numuneler
629	L104880	Kurşun (Pb), İdrar (24 Saatlik)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	Yüksek konsantrasyonlarda gadolinyum, iyot ve baryumun çoğu metal testine etki ettiği bilinmektedir. Gadolinyum, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulandığında (MR,BT vs), hastalardan 96 saat boyunca örnek alınmamalıdır.

630	L104880	Kurşun (Pb), İdrar (Spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	Yüksek konsantrasyonlarda gadolinyum, iyot ve baryumun çoğu metal testine etki ettiği bilinmektedir. Gadolinyum, iyot veya baryum içeren kontrast madde uygulandığında (MR,BT vs), hastalardan 96 saat boyunca örnek alınmamalıdır.
631	L104870	Kurşun (Pb), Tam Kan (EDTA)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
632	905680	Kültür, Apse	Kültür (Kültür)	Apse	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	4 gün sonra 18:00	Silgiç ile alınıp gönderilmiş numuneler ve sızdırlı kaplarda gelen numuneler
633	905678	Kültür, Aspirasyon Mayı	Kültür (Kültür)	Aspirasyon Mayı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	4 gün sonra 18:00	Silgiç ile alınıp gönderilmiş numuneler ve sızdırlı kaplarda gelen numuneler
634	905678	Kültür, BAL	Kültür (Kültür)	Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	4 gün sonra 18:00	Taşınmaması iki saatten fazla süren ve buzdolabında tutulmayan numuneler
635	–	Kültür, Candida	Kültür (Kültür)	–	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
636	–	Kültür, Candida (İdrar)	Kültür (Kültür)	İdrar (Orta İdrar)	Steril İdrar Kabı	–	–	Her gün	3 gün sonra 18:00	–
637	905678	Kültür, Doku	Kültür (Kültür)	Doku	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	4 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyon veya tüpte gelen numuneler
638	905678	Kültür, Eklem Sıvısı	Kültür (Kültür)	Eklem Sıvısı	Steril Kap	2-8 ml	Oda ısısında 24 saat	Her gün	4 gün sonra 18:00	Silgiç ile alınıp gönderilmiş numuneler ve sızdırlı kaplarda gelen numuneler
639	905678	Kültür, El Sürüntüsü	Kültür (Kültür)	El Sürüntüsü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Eküvyonda gönderilen örnekler
640	905678	Kültür, Endometriyal Sürüntü	Kültür (Kültür)	Endometriyal Sürüntü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
641	905679	Kültür, Göz Sürüntüsü	Kültür (Kültür)	Göz Sürüntüsü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Steril olmayan eküvyon gelen,buzdolabında beklemiş numuneler
642	906020	Kültür, Kan	Kültür (Kültür)	Kan	Kan Kültürü Şişesi	–	Oda ısısı	Her gün	7 gün sonra 18:00	Etiketsiz/hatalı etiketlenmiş (hasta adı-soyadı, örnek numarası) şişeler.Şişe üstündeki hasta bilgileri ile yapılan istemde yer alan bilgiler arasında uyumsuzluk.Kırık/çatlak/sızdıran şişeler,aşırı doldurulmuş şişeler (inkübasyon esnasında üremeye bağlı iç basınç artışı sonucu patlama/kırılmaya neden olabileceği gibi uygun kan/besiyeri oranının sağlanamaması nedeniyle yalnızca negatif sonuçların alınmasına da neden olabileceğinden). Kan kültürü şişesinde gönderilmeyen kan örnekleri.
643	905678	Kültür, Kateter Ucu	Kültür (Kültür)	Kateter Ucu	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 12 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Steril olmayan kaplarda gelen numuneler

644	905673	Kültür, Kulak Sürüntüsü	Kültür (Kültür)	Kulak Sürüntüsü	Jelli Swab	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyon veya tüpte gelen numuneler
645	906120	Kültür, Mantar	Kültür (Kültür)	Materyal	Steril Kap	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	25 gün sonra 18:00	Steril olmayan kapta gelen numuneler
646	905678	Kültür, Mayi	Kültür (Kültür)	Mayi	Steril Kap	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Silgiç ile alınıp gönderilmiş numuneler ve sızıntılı kaplarda gelen numuneler
647	905674	Kültür, Nazofarenks	Kültür (Kültür)	Nazal Sürüntü	Steril Kap	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyon veya tüpte gelen numuneler
648	905678	Kültür, Ortam Hava	Kültür (Kültür)	Ortam Hava	Petri	-	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Steril olmayan petrilere gönderilen örnekler, besiyerinin yırtıldığı zarar gördüğü petrilere
649	905678	Kültür, Ortam Sürüntü	Kültür (Kültür)	Ortam Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Steril olmayan eküvyon ile alınıp gönderilmiş numuneler
650	905678	Kültür, Plevra Sıvısı	Kültür (Kültür)	Plevra Sıvısı	Steril Kap	1 mL	2-8 °C de 24 saat	Her gün	4 gün sonra 18:00	Steril olmayan, ağzı açık, dışarı sızıntı yapmış eküvyonlarda gönderilen numuneler
651	905678	Kültür, Prostat Sıvısı	Kültür (Kültür)	Prostat Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyon veya tüpte gelen numuneler
652	905678	Kültür, Rektal Sürüntü	Kültür (Kültür)	Rektal Sürüntü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Steril olmayan, ağzı açık, dışarı sızıntı yapmış eküvyonlarda gönderilen numuneler
653	905678	Kültür, Rektal Sürüntü (KPC tarama)	Kültür (Kültür)	Rektal Sürüntü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Steril olmayan, ağzı açık, dışarı sızıntı yapmış eküvyonlarda gönderilen numuneler
654	905678	Kültür, Semen	Kültür (Kültür)	Semen	Steril Kap	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kurumuş veya sızıntı yapan steril olmayan kapta gelen numuneler
655	905678	Kültür, Servikal Sürüntü	Kültür (Kültür)	Servikal Sürüntü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
656	905678	Kültür, Süt	Kültür (Kültür)	Süt	Steril Kap	1 mL	2-8 °C de 24 saat	Her gün	2 gün sonra 18:00	Eküvyon ile alınıp gönderilmiş numuneler, sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler
657	905678	Kültür, Trakeal Aspirat	Kültür (Kültür)	Trakeal Aspirat	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen örnekler. Makroskobik olarak tükürük görünümündeki örnekler. Burun deliklerinden alınan aspirasyon ve sürüntü örnekleri, boğaz sürüntü örnekleri.

658	905678	Kültür, Trakeostomi	Kültür (Kültür)	Trakeostomi Sürüntüsü	Jelli Swab	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen örnekler.Makroskobik olarak tükürük görünümündeki örnekler.Burun deliklerinden alınan aspirasyon ve sürüntü örnekleri, boğaz sürüntü örnekleri.
659	906160	Kültür, Tüberküloz (Lowenstein)	Kültür (Kültür)	Balgam	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Uzun süre oda ısısında bekletilmiş balgam numuneleri, gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen numuneler, makroskobik olarak tükürük görünümündeki numuneler. Makroskobik olarak diş macunu veya diğer maddelerle kontamine olan numuneler
660	-	Kültür, Tüberküloz (Lowenstein)-Semen	Kültür (Kültür)	Semen	Steril Kap	Tamamı	-	Her gün	45 gün sonra 18:00	-
661	906160	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC- BALGAM)	Kültür (Kültür)	Balgam	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Uzun süre oda ısısında bekletilmiş balgam numuneleri, gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen numuneler, makroskobik olarak tükürük görünümündeki numuneler. Makroskobik olarak diş macunu veya diğer maddelerle kontamine olan numuneler
662	-	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC- Mayi)	Kültür (Kültür)	Mayi	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 2 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Taınması iki saatten fazla süren ve buzdolabında tutulmayan numuneler,sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler.
663	-	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Apse)	Kültür (Kültür)	Apse	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 2 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Taınması iki saatten fazla süren ve buzdolabında tutulmayan numuneler,sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler.
664	906160	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Aspirat)	Kültür (Kültür)	Aspirasyon Mayi	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 2 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Makroskobik olarak tükürük görünümündeki örnekler.Burun deliklerinden alınan aspirasyon ve sürüntü örnekleri, boğaz sürüntü örnekleri.Steril olmayan sızıntı yapmış kaplarda gelen örnekler.
665	906141	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Açlık mide suyu)	Kültür (Kültür)	Açlık Mide Suyu	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Eküvyon ile alınıp gönderilmiş numuneler, sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler

666	906160	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-BAL)	Kültür (Kültür)	Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 2 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Taşınmaması iki saatten fazla süren ve buzdolabında tutulmayan numuneler,sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler
667	906160	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-BOS)	Kültür (Kültür)	BOS	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 2 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Taşınmaması iki saatten fazla süren ve buzdolabında tutulmayan numuneler,sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler
668	906160	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Cerahat)	Kültür (Kültür)	Apse	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Steril olmayan eküvyon ile alınıp gönderilmiş numuneler, sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler
669	906160	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Doku)	Kültür (Kültür)	Doku	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Eküvyonda gönderilen örnekler,Steril olmayan dışarıya sızıntı yapmış örnekler
670	-	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Eklem Sıvısı)	Kültür (Kültür)	Eklem Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 2 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Taşınmaması iki saatten fazla süren ve buzdolabında tutulmayan numuneler,sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler.
671	906160	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-İdrar)	Kültür (Kültür)	İdrar (Spot)	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Kateter ucunun kesilerek idrar örneği yerine gönderilen numuneler, steril kaplara alınmayan numuneler, kaptan sızmış numuneler
672	-	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Perikardiyal Sıvı)	Kültür (Kültür)	Perikard Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 2 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Taşınmaması iki saatten fazla süren ve buzdolabında tutulmayan numuneler,sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler.
673	-	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Periton Sıvısı)	Kültür (Kültür)	Periton Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 2 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Taşınmaması iki saatten fazla süren ve buzdolabında tutulmayan numuneler,sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler.
674	-	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Plevral Sıvı)	Kültür (Kültür)	Plevra Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 2 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Taşınmaması iki saatten fazla süren ve buzdolabında tutulmayan numuneler,sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler
675	-	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Semen)	Kültür (Kültür)	Semen	Steril Kap	Tamamı	-	Her gün	45 gün sonra 18:00	-
676	906160	Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC-Trakeal aspirasyon)	Kültür (Kültür)	Trakeal Aspirat	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	-	-	Makroskobik olarak tükürük görünümündeki örnekler.Burun deliklerinden alınan aspirasyon ve sürüntü örnekleri, boğaz sürüntü örnekleri.Steril olmayan sızıntı yapmış kaplarda gelen örnekler.

677	-	Kültür, Tüberküloz Lowenstein (Açlık mide suyu)	Kültür (Kültür)	Açlık Mide Suyu	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Uzun süre oda ısısında bekletilmiş balgam numuneleri, gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen numuneler, makroskopik olarak tükürük görünümündeki numuneler. Makroskopik olarak dış macunu veya diğer maddelerle kontamine olan numuneler
678	-	Kültür, Tüberküloz Lowenstein (Balgam)	Kültür (Kültür)	Balgam	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Uzun süre oda ısısında bekletilmiş balgam numuneleri, gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen numuneler, makroskopik olarak tükürük görünümündeki numuneler. Makroskopik olarak dış macunu veya diğer maddelerle kontamine olan numuneler.
679	-	Kültür, Tüberküloz Lowenstein (BOS)	Kültür (Kültür)	BOS	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Uzun süre oda ısısında bekletilmiş balgam numuneleri, gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen numuneler, makroskopik olarak tükürük görünümündeki numuneler. Makroskopik olarak dış macunu veya diğer maddelerle kontamine olan numuneler.
680	-	Kültür, Tüberküloz Lowenstein (İdrar)	Kültür (Kültür)	İdrar (Spot)	Steril Kap	-	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Uzun süre oda ısısında bekletilmiş balgam numuneleri, gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen numuneler, makroskopik olarak tükürük görünümündeki numuneler. Makroskopik olarak dış macunu veya diğer maddelerle kontamine olan numuneler.
681	-	Kültür, Tüberküloz Lowenstein (Mayi)	Kültür (Kültür)	Mayi	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Uzun süre oda ısısında bekletilmiş balgam numuneleri, gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen numuneler, makroskopik olarak tükürük görünümündeki numuneler. Makroskopik olarak dış macunu veya diğer maddelerle kontamine olan numuneler.

682	-	Kültür, Tüberküloz Lowenstein (Trakeal Aspirat)	Kültür (Kültür)	Trakeal Aspirat	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	45 gün sonra 18:00	Uzun süre oda ısısında bekletilmiş balgam numuneleri, gram boyama değerlendirme kriterlerine göre kontamine olarak değerlendirilen numuneler, makroskopik olarak tükürük görünümündeki numuneler. Makroskopik olarak dış macunu veya diğer maddelerle kontamine olan numuneler.
683	906280	Kültür, Ureaplasma/Mycoplasma , Semen	Kültür (Kültür)	Semen	Steril Kap	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Steril olmayan kapta gelen numuneler
684	906280	Kültür, Ureaplasma/Mycoplasma , Servikal	Kültür (Kültür)	Servikal Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Jelli ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
685	906280	Kültür, Ureaplasma/Mycoplasma, İdrar	Kültür (Kültür)	İdrar (Steril, Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	İdrar torbasından alınan numuneler, kateter ucunun kesilerek idrar örneği yerine gönderilen numuneler, steril kaplara alınmayan numuneler, kaptan sızmış numuneler
686	906280	Kültür, Ureaplasma/Mycoplasma, Üretral	Kültür (Kültür)	Üretral Sürüntü Mycoplasma	Jelsiz Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Jelli ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
687	905676	Kültür, Vajinal Sürüntü	Kültür (Kültür)	Vajinal Sürüntü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
688	905680	Kültür, Vulva Sürüntüsü	Kültür (Kültür)	Vulva sürüntüsü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
689	905680	Kültür, Yara Sürüntüsü	Kültür (Kültür)	Yara Sürüntüsü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
690	905680	Kültür, Üretral Sürüntü	Kültür (Kültür)	Üretral Sürüntü	Jelli Swab	Tamamı	Oda ısısında 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Kuru ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
691	907710	Kızamık (Rubeola) IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
692	907710	Kızamık (Rubeola) IgG (BOS)	EIA (Enzyme Immunoassay)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı	2 gün sonra 18:00	-
693	907720	Kızamık (Rubeola) IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
694	L101070	LA (Lupus Antikoagulanı)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	2 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
695	-	Lactoferrin (Gaita)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dışkı	Dışkı Kabı	500 mg	2-8 °C de 5 gün -20 °C de 2 ay	Her gün	20 gün sonra 18:00	-
696	L104890	Laktik Asit	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	Plazma (NaF)	Gri Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 8 saat, 2-8 °C de 14 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
697	L104890	Laktik Asit,BOS	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 3 saat, 2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	-
698	-	Laktöz Tolerans Testi (50 g)	-	Plazma (NaF)	Gri Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	-	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	-
699	L104980	Lambda Hafif Zincir	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz

700	L104990	Lambda Hafif Zincir, İdrar (24 Saatlik)	NEPH (Nefelometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
701	L104990	Lambda Hafif Zincir, İdrar (Spot)	NEPH (Nefelometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
702	–	Lamivudin Direnci (YMDD Mutasyonu)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
703	L114340	Lamotrigine (Lamictal)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300µL)	2-8 °C de 20 gün	Perşembe	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
704	–	LC-1 (Cytosolic Liver Antigen Type 1)	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün	Çarşamba	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
705	–	LDH (Laktat Dehidrogenaz), Bos	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 4 gün, -20 °C de 6 Hafta	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
706	L104940	LDH (Laktat Dehidrogenaz), Mayı	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	Mayı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 4 gün, -20 °C de 6 Hafta	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
707	L104950	LDH izoenzimleri	ELF (Elektroforez)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µl)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	15 gün sonra 18:00	–
708	L105000	LDL Kolesterol (Direkt ölçüm)	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
709	907750	Legionella pneumophila Antijeni	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL	2-8 °C de 14 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
710	907770	Legionella pneumophila IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
711	907780	Legionella pneumophila IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
712	912450	Leishmania donovani IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	–	–	Hemoliz ve lipemik numune
713	–	Lenfoma Paneli (Kapsamlı), Kemik iliği	FC (Flow Cytometry)	Kemik iliği	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
714	–	Lenfoma Paneli (Kapsamlı), Tam Kan (EDTA)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
715	–	Lenfoma Paneli (Kısıtlı), Kemik iliği	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
716	L105010	Lenfosit Alt Grupları	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 72 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
717	–	Leptin	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
718	912660	Leptospira IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
719	912670	Leptospira IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
720	L114360	Levetiracetam	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300µL)	2-8 °C de 20 gün	Perşembe	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
721	–	Limbik Ensefalit Paneli	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 15 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
722	–	Limbik Ensefalit Paneli (BOS)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 15 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–
723	L105100	Lipaz	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 Yıl	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
724	–	Lipofit NMR	–	Serum	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	4 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 14 gün	Her gün	50 gün sonra	Hemoliz

725	L105140	Lipoprotein (a)	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
726	L105130	Lipoprotein Elektroforezi	ELF (Elektroforez)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µl)	2-8 °C de 15 gün	Cuma	15 gün sonra 18:00	–
727	–	Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 (Lp-PLA2)(PLAC Test)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL (Min. 1mL)	2 - 8 °C de 14 gün, -20 °C de 6 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, fibrin, pıhtı
728	–	Lipoprotein Profili (LDL Alt Grupları)	ELF (Elektroforez)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün	Her gün	5 gün sonra 18:00	Lipemik ,Hemoliz ve dondurulmuş numune
729	907800	Listeria Aglutinasyon Testi	TAGG (Tüp Aglutinasyon)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 15 gün	Hafta içi her gün	İki gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
730	L114390	Lityum	SP (Spektrofotometri)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
731	–	Liver (Karaciğer) Profil	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
732	–	Lizozim	RID (Radial İmmünodiffusion)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	–	Hafta içi her gün	4 gün sonra 18:00	–
733	907810	LKM-1 Antikor (Liver Kidney Mikrozomal Antikor)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
734	L105210	Lupus Antikoagülan Doğrulama	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
735	L101070	Lupus Antikoagülan Tarama Testi (aPTT/LA)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
736	–	Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP Skoru)	Boyama (Boyama)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak + Lam	1 mL	2-8 °C de 2 gün	Salı, Cuma	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
737	L105230	Magnezyum	COL (Colorimetric)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 yıl	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
738	–	Magnezyum (Eritrosit içi)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	T.Kan Li-Hep.+Serum+T.Kan EDTA	Yeşil+Sarı+Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Salı	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
739	L105240	Magnezyum, İdrar (24 Saatlik)	COL (Colorimetric)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 yıl	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
740	–	Makroprolaktin Taraması	PEG + ECLIA (Polietilen glikol + Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	2 gün sonra 18:00	–
741	907820	Malaria Kalın Damla İncelemesi	Mik (Mikroskopi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak + Lam	2 mL	Oda ısısında 1 saat, 2-8 °C de 7 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Önerilen tüplerde gelmeyen örnekler
742	–	Mandelik Asit	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	7 gün sonra 18:00	–
743	–	Manganez	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum (Eser E.)	Serum (Sarı Kapak)	2 mL / Min.(600 µl)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
744	–	Manganez (Eritrosit içi)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL (Min. 0,5 mL)	Oda ısısı 3 gün, 2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 3 ay	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	Pıhtılı numune
745	–	Manganez (Mn), İdrar (Spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	–	–	Pazartesi	Ertesi gün 18:00	–
746	906140	Mantar Antifungal Duyarlılık (Otomatize)	Otomatize (Otomatize)	Taze Suş	Petri	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	4 gün sonra 18:00	Taze pasaj alınmamış,saf olmayan koloniler
747	906140	Mantar İdentifikasyonu (Konvansiyonel)	Kültür (Kültür)	Taze Suş	Petri	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Taze pasaj alınmamış,saf olmayan koloniler
748	906140	Mantar İdentifikasyonu (Otomatize)	Otomatize (Otomatize)	Taze Suş	Petri	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	4 gün sonra 18:00	Taze pasaj alınmamış,saf olmayan koloniler

749	906140	Mantar Identifikasyonu + Antifungal Duyarlılık (Otomatize)	Otomatize (Otomatize)	Taze Suş	Petri	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	4 gün sonra 18:00	Taze pasaj alınmamış,saf olmayan koloniler
750	906091	Mantar, Direkt İnceleme	MİK (Mikroskobi)	Materyal	Steril Kap	Lezyon bölgesinin tümü	Oda ısısı	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Yetersiz alınan numune
751	–	Maoa TGDA	SAG	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 ml	Oda ısısında 5 gün	Her gün	50 gün sonra	Beklemiş ve pıhtılı numuneler.
752	–	MDA (Malondialdehit) (Okside LDL)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	-20 °C de 2 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz ve pıhtılı numune
753	L105260	Melatonin	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	1 ml	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
754	–	MELİSA TEST (Titanium Alloy Profile)	–	Tam Kan (Sitrata)	Mavi Kapak	20 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	14 gün sonra 18:00	–
755	–	Meme Over CA Kapsamlı Panel (23 Gen)	NGS (Next Generation Sequencing)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	–	Hafta içi her gün	90 gün sonra 18:00	Transport süresi ve koşullarına uymayan numuneler, Dondurulmuş numuneler, Pıhtılı numuneler
756	–	Metadon, idrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	–	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
757	L104110	Metanefrin, İdrar (24 Saatlik)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
758	L104110	Metanefrin, İdrar (Spot)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
759	L104090	Metanefrin, Plazma	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 14 gün	Cuma	7 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
760	L105270	Metanol	GC (Gas Chromatography)	Tam Kan (NaF)	Gri Kapak	4 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
761	L105280	Methemoglobin	SP (Spektrofotometri)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	2 mL	2-8 °C de 2 gün	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	Pıhtılı numune
762	–	Metil Etil Keton (Butanon)	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	–
763	L105300	Metil Malonik Asit (İdrar)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL/Min.(2 mL)	2-8 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
764	L114410	Metotreksat	CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 2 gün, -20 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
765	L114420	Midazolam	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
766	L100340	Mikroalbumin İdrar (24 Saatlik)	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 1 ay, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
767	L100330	Mikroalbumin İdrar (Spot idrar)	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 1 ay, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
768	–	Mikrobiyota	NGS (Next Generation Sequencing)	Dişki (Örnek Alım Kiti İçerisinde)	Dişki Kabı	5 mg	Örnek alım kiti çözümü içerisinde; 2-8 °C de 2 gün	Hafta içi Hergün	5 hafta sonra 18:00	Numune alım kiti içerisinde gönderilmeyen örnekler.
769	–	Mikrofilarya (Wuchereria bancrofti)	MİK (Mikroskobi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Pıhtılı numune
770	–	Miyozit Geniş Panel	İB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 6 ay	Çarşamba	İki gün sonra 18:00	Hemoliz
771	–	Moleküler Karyotipleme	Array (Mikroarray (a-CGH) Yöntemi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	3 mL	2-8 °C de 3 gün	Hergün	21 gün sonra	–
772	–	Molibden	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi hergün	10 gün sonra 18:00	Hemolizli numune

773	907580	Mono Spot Test (Heterofil Antikor)	AGG (Aglütinasyon)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
774	–	Monoasetilmorfin	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	Steril Kap	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
775	–	Monozomi 5 FISH Analizi	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Kemik iliği	Yeşil Kapak	2 mL	2-8 °C de 2 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
776	–	Monozomi 7 FISH Analizi	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Kemik iliği	Yeşil Kapak	2 mL	2-8 °C de 2 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
777	L120330	Morfin	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	Steril Kap	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
778	–	Morfin, Serbest	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	Steril Kap	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
779	907840	MPO ANCA	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
780	908727	MTHFR Gen Mutasyonu-A1298C	Mutasyon An. (Mutasyon Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
781	908727	MTHFR Gen Mutasyonu-C677T	Mutasyon An. (Mutasyon Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
782	L102860	Mukopolisakkaridozis (Tarama)	SP (Spektrofotometri)	İdrar (Spot)	Steril Kap	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	–
783	–	Multiple Myeloma Paneli, Kemik iliği	FC (Flow Cytometry)	Kemik iliği	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
784	–	Multiple Myeloma Paneli, Tam Kan (EDTA)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
785	–	Multiple Myeloma Paneli, Tam Kan (Li Heparin)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
786	–	Musk-Spesifik Tirozin Kinaz Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
787	908320	Mycoplasma Genitalium DNA (Bos)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	BOS	Steril Kap	5 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
788	908320	Mycoplasma Genitalium DNA (İdrar)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
789	908320	Mycoplasma Genitalium DNA (Nasal Sürüntü)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Nazal Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
790	908320	Mycoplasma Genitalium DNA (Semen)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Semen	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
791	908320	Mycoplasma Genitalium DNA (Servikal Sürüntü)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Servikal Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
792	908320	Mycoplasma Genitalium DNA (Üretral Sürüntü)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Üretral Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
793	908320	Mycoplasma Hominis DNA (Bos)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	BOS	Steril Kap	5 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
794	908320	Mycoplasma Hominis DNA (İdrar)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	İdrar (Spot)	Steril Kap	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
795	908320	Mycoplasma Hominis DNA (Nasal Sürüntü)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Nazal Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
796	908320	Mycoplasma Hominis DNA (Semen)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Semen	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
797	908320	Mycoplasma Hominis DNA (Servikal Sürüntü)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Servikal Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–

798	908320	Mycoplasma Hominis DNA (Üretral Sürüntü)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Üretral Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
799	907860	Mycoplasma pneumonia IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
800	907870	Mycoplasma pneumonia IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
801	–	Myelin associated glycoprotein (MAG)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
802	–	Myelin Oligodendrosit Glikoprotein Antikoru (Anti MOG)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
803	L105330	Myoglobin	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 10 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
804	L105340	Myoglobin, İdrar (Spot)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 10 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
805	L105510	Na Nitroprussiat Testi	COL (Colorimetric)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Her gün	2 gün sonra 18:00	–
806	–	Nefrotest (Trehalaz)	ENZ (Enzimatik)	İdrar (Orta İdrar)	Steril İdrar Kabı	–	Oda sıcaklığında 24 saat , -20°C de 48 saat	Hafta içi hergün	Ertesi gün 18:00	Beklemiş numune , orta akımdan alınmamış numune.
807	–	Neisseria Gonorrhoeae DNA PCR	PCR (Polymerase Chain Reaction)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
808	L105520	Neuromyelitis Optica IgG (Aquaporin 4)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Her gün	7 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
809	–	Neuromyelitis Optica IgG (Aquaporin 4) BOS	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Her gün	7 gün sonra 18:00	–
810	–	Neuronal Antigens Profile 2	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
811	–	Neuronale Antigene Profil PLUS RST EUROLINE IgG	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Her gün	15 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
812	L105430	Nikel	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum (Eser E.)	Lacivert Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	3 gün sonra 18:00	–
813	L105450	Nikel (Ni) , İdrar (spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi	3 gün sonra 18:00	–
814	–	Nikel (Ni) , İdrar (24 Saat)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	Steril Kap	10 mL / Min.(1 mL)	-20 °C de 28 gün , 2-8 °C de 28 gün , oda sıcaklığında 28 gün	Pazartesi	3 gün sonra 18:00	–
815	–	Nikotin (Kotinin)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
816	–	NMDA Reseptör Antikoru (NMDAR Ab)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 derecede 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
817	L105560	NMP 22 (Nükleer Matris Protein 22)	EIA (Enzyme Immunoassay)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	4 gün sonra 18:00	–
818	–	Non-HDL Kolesterol	HES (Hesaplama)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 30 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
819	L104070	Norepinefrin (Noradrenalin), İdrar (24 Saatlik)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
820	L104100	Norepinefrin (Noradrenalin), İdrar (Spot)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(1 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	5 gün sonra 18:00	–
821	L104090	Normetanefrin, Plazma	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 14 gün	Cuma	7 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
822	–	Norovirus Antijeni	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 2 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün	Ertesi gün 18:00	–

823	L105540	Nöron Spesifik Enolaz (BOS) (NSE)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 6 saat, 2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
824	L105530	Nöron Spesifik Enolaz (NSE)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 6 saat, 2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
825	–	o-Cresol	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi hergün	15 gün sonra 18:00	–
826	L105580	Oksalat, İdrar (24 Saatlik)	FOT (Fotometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
827	L105570	Oksalat, İdrar (Spot İdrar)	FOT (Fotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
828	–	Olanzapine, N-Desmethyloanzapine	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (İelsiz)	Kırmızı (İelsiz) Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi	Perşembe 18:00	Hemoliz
829	–	Omega-3 İndeksi	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 3 ay	Perşembe	30 gün sonra 18:00	–
830	L120090	Opiatlar, İdrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
831	L105660	Organik Asitler , İdrar	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	6 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 14 gün	Cuma	15 gün sonra 18:00	–
832	L105730	Osmolalite	OSM (Osmometre)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün	Her gün	3 gün sonra 18:00	–
833	L105740	Osmolalite, İdrar (Spot)	OSM (Osmometre)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Her gün	3 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
834	–	Osmotik Frajlite	Osmotik Lizis (Osmotik Lizis)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	2-8 °C de 5 Gün	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	–
835	L100750	Ostaz (Alkalen Fosfataz Kemik İzoenzimi, BAP)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 2 gün, -70 °C de 2 ay	Perşembe	Ertesi gün 18:00	–
836	L105720	Osteokalsin	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum (Dondurulmuş)	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 2 saat, -20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
837	–	Otoimmün Karaciğer Profili	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
838	L114500	Oxcarbazepine (Trileptal)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (İelsiz)	Kırmızı (İelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300µL)	2-8 °C de 20 gün	Perşembe	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
839	907840	p ANCA (MPO ANCA)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
840	–	PAI 4G/5G Polimorfizmi	RT-PCR (Real Time PCR)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 derecede 10 gün	Hafta içi her gün	7 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
841	L105910	Pankreatik Amilaz	ENZ (Enzimatik)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	3 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
842	L105920	Pankreatik Amilaz (Alfa Amilaz), İdrar (Spot)	ENZ (Enzimatik)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	3 gün sonra 18:00	–
843	–	Paraneoplastik Panel	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Her gün	10 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
844	L105960	Paratiroid Hormon İntakt (İPTH)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 8 saat, -20 °C de 2 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
845	–	Paratiroid Hormon Related Protein (PTHrP)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hergün	1 ay sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
846	908330	Parvovirus B19 DNA PCR	RT-PCR (Real Time PCR)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–

847	908330	Parvovirus B19 DNA PCR (Diğer)	RT-PCR (Real Time PCR)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
848	907900	Parvovirüs B19 IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
849	907910	Parvovirüs B19 IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
850	L106000	Periferik Yayma / Lökosit Formülü	MİK (Mikroskopi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Pıhtılı numune ve 24 saati geçen numuneler
851	L107580	pH , Vücut Sıvıları	Strip, MİK (Strip, Mikroskopi)	Vücut Sıvıları	Steril Kap	5 mL	2-8 °C de 2 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Steril olmayan kaplarda gelen örnekler
852	L107580	pH İdrar (24 Saatlik)	Strip (Strip)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 2 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
853	L107580	pH İdrar (Spot)	Strip (Strip)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 2 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
854	L106050	Piruvat	SP + ENZ (Spektrofotometri + Enzimatik)	Süpernatant	Steril Kap	2 mL	2-8 °C de 7 Gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
855	L106060	Piruvat Kinaz	KIN (Kinetik)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL / Min. (1 mL)	2-8 °C de 15 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
856	–	Plasmodium Aranması	MİK (Mikroskopi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak + Lam	2 mL	Oda ısısında, 2-8 °C de 7 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Önerilen tüplerde gelmeyen örnekler
857	L106490	Plazma Renin Aktivitesi (PRA, Angiotensin I)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 1 yıl	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemolizli örnek kabul edilmez.
858	–	Plazminojen	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	-20 °C de 10 gün	Perşembe	4 gün sonra 18:00	Hemoliz
859	L106080	Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 (PAI 1)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	-20 °C de 10 gün	Perşembe	4 gün sonra 18:00	Hemoliz
860	907940	Pnomokok Antikor IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	20-25 °C de 1 gün, 2-8 °C de 14 gün	İki haftada bir Çarşamba	Ertesi gün 18:00	–
861	–	Polio Virüs Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
862	L106100	Porfirinler (Kantitatif)	FOT (Fotometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 7 Gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
863	L106140	Porfobilinojen, İdrar (24 Saatlik)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	20 mL	-20 °C de 3 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
864	–	Potassium channel complex-abs	RIP (Radioimmunoprecipitation)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
865	L106180	Potasyum, İdrar (24 Saatlik)	ISE (İyon Selektif Elektrod)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
866	L106170	Potasyum, İdrar (Spot)	ISE (İyon Selektif Elektrod)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de stabil	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
867	L106190	Potasyum, Mayı	ISE (İyon Selektif Elektrod)	Mayı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de stabil	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
868	907950	PR3 ANCA	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Perşembe, Cumartesi	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve iktirik numune
869	–	Prader Willi / Angelman Sendromu FISH Analizi (Tam Kan)	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	2-4 mL	Oda ısısı	Hergün	20 gün sonra 18:00	Transport süresi ve koşullarına uymayan numuneler, Dondurulmuş numuneler, Pıhtılı numuneler

870	L106200	Prealbumin	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Hergün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
871	–	Pregnenolon	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	4 gün sonra 18:00	–
872	L114550	Primidon (Mysolin)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (İelsiz)	Kırmızı (İelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300µL)	2-8 °C de 20 gün	Perşembe	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
873	L106210	Pristanik Asit	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	21 gün sonra 18.00	Hemoliz ve lipemik numune
874	L101320	Pro BNP (BNP NT Propeptid)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Plazma (Li Heparin)	Yeşil Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
875	L106230	Progesteron	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
876	–	Proinsülin Intakt	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	-20 °C de 15 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz
877	L106240	Prokalsitonin	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
878	L106250	Prokollojen III Propeptid	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
879	L106290	Prostatik Asit Fosfataz (PAP)	SP (Spektrofotometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 1 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
880	L106340	Protein C Aktivitesi	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
881	L106350	Protein C Antijeni	EIA (Enzyme Immunoassay)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	2-8 °C de 8 saat, -20 °C de 1 ay	Pazartesi	2 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
882	L106360	Protein Elektroforezi	Kapiller ELP (Kapiller Elektroforez)	Serum	Sarı Kapak	1,5 mL / Min.(500 µl)	2-8 °C de 7 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, Lipemik numune
883	L106380	Protein Elektroforezi ,BOS	ELF (Elektroforez)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(250 µL)	2-8 °C de 7 gün	Salı, Cuma	4 gün sonra 18:00	–
884	L106370	Protein Elektroforezi, İdrar (24 Saatlik)	ELF (Elektroforez)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 7 gün	Salı, Cuma	4 gün sonra 18:00	–
885	L106370	Protein Elektroforezi, İdrar (Spot)	ELF (Elektroforez)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 7 gün	Salı, Cuma	4 gün sonra 18:00	–
886	L106390	Protein S Aktivitesi	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
887	908730	Protrombin Gen Mutasyonu	RT-PCR (Real Time PCR)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
888	L106430	Protrombin Zamanı (PT)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
889	L106440	Pseudokolinesteraz	COL (Colorimetric)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 6 saat, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 yıl	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
890	–	PT Karışım (Mixing) Testi	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	2 mL	2-8 °C de 8 saat, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
891	–	Quantiferon-TB Gold	EIA (Enzyme Immunoassay)	Özel Tüp (3 adet)	Gri + Kırmızı + Mor Kapak	1+1+1 mL	–	Perşembe	2 gün sonra Saat 18:00	–
892	–	Rabies (Kuduz) Antikoru	NT (Nötralizasyon Testi)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
893	–	Ratio T4/T8	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	5 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune

894	–	Redüktan Madde, Dışkı	COL (Colorimetric)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 1 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
895	–	Redüktan Madde, İdrar	COL (Colorimetric)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
896	908040	Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antijeni	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Boğaz Sürüntüsü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Jelli ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
897	912700	Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgG	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
898	912710	Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
899	L106520	Retikülosit Sayımı	Mik (Mikroskopi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Pıhtılı numune
900	L106540	Retinol Binding Protein (RBP)	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	5 gün sonra 18:00	–
901	L106560	Reverse T3	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	20 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
902	L106570	RF (Romatoid Faktör), Mayi	TURB (Turbidimetri)	Mayi	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
903	705160*6	Rh Alt Grupları (Kan Grubu)	JS (Jel Santrifugasyon)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 3 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
904	–	Risperidon (9 OH Risperidone)	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün	Pazartesi, Çarşamba	2 gün sonra 18:00	Hemoliz, Lipemi
905	L107570	Ristasetin Kofaktör (Von Willebrand Faktör Akt.)	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrata)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
906	–	RNA Polimeraz III Antikoru	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz, Lipemi
907	907980	Rotavirüs Antijeni	ICA (Immuno Chromatographic Assay)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 7 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
908	906820	Rubella (Kızamıkçık) IgG	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 3 gün, 2-8 °C de 21 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
909	908000	Rubella (Kızamıkçık) IgG Avidite	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
910	906840	Rubella (Kızamıkçık) IgM	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 3 gün, 2-8 °C de 21 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
911	906840	Rubella (Kızamıkçık) IgM (Vidas)	ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 21 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
912	908731	Rubella RNA PCR	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
913	908731	Rubella RNA PCR (Tam Kan Edta)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	–
914	L106600	S-100 Proteinini	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
915	L106620	Safra Asitleri, Total (Açlık)	FOT (Fotometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
916	L106620	Safra Asitleri, Total (Tokluk)	FOT (Fotometri)	Serum ,Tokluk	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
917	L114590	Salisilat	FOT (Fotometri)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

918	–	Schistosoma Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	14 gün sonra 18:00	–
919	–	Sekretuar IgA (Gaita)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dışkı	Dışkı Kabı	500 mg	Oda sıcaklığında 2 gün , 2-8 °C de 2 gün , -20°C de 8 hafta	Her gün	20 gün sonra 18:00	–
920	L106660	Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
921	L106670	Selenyum	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum (Eser E.)	Lacivert Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Salı	3 gün sonra 18:00	Hemolizli numune
922	–	Selenyum (Eritrosit içi)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 ay	Çarşamba	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
923	L106670	Selenyum, İdrar (spot)	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 14 gün	Salı	3 gün sonra 18:00	Selenyum takviyesi en az üç gün öncesinde bırakılmalı.
924	905770	Selofan Bantlı Lam İncelemesi	MİK (Mikroskopi)	Peri-Anal Selofan Bant Numunesi	Lam	Tamamı	Oda ısısı	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Bantın lama düzlem boyunca yapıştırılmaması,anal bölgeye tam anlamıyla yapıştırılmaması
925	L120070	Sentetik Cannabis, İdrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
926	–	Serbest Androjen Index	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1,5 mL / Min.(750 µl)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	–
927	–	Serbest Kappa / Lambda Hafif Zincir Oranı (24 saatlik)	HES (Hesaplama)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	–	–	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
928	–	Serbest Kappa / Lambda Hafif Zincir Oranı (serum)	HES (Hesaplama)	Serum	Sarı Kapak	–	–	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
929	–	Serbest Kappa / Lambda Hafif Zincir Oranı (spot idrar)	HES (Hesaplama)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	–	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
930	L103930	Serbest Kappa Hafif Zincir	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
931	–	Serbest Kappa Hafif Zincir (24 saatlik)	NEPH (Nefelometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
932	–	Serbest Kappa Hafif Zincir (Spot idrar)	NEPH (Nefelometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 2 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
933	L106740	Serbest Kortizol (Spot idrar)	RIA (Radio Immunoassay)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 7 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
934	L106750	Serbest Kortizol, İdrar (24 Saatlik)	RIA (Radio Immunoassay)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 1 gün, -20 °C de 7 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
935	L104970	Serbest Lambda Hafif Zincir	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
936	–	Serbest Lambda Hafif Zincir (24 saatlik)	NEPH (Nefelometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
937	–	Serbest Lambda Hafif Zincir (İdrar spot)	NEPH (Nefelometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 2 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
938	L106780	Serbest Testosteron	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 1 gün, -20°C de 2 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemolizli örnek kabul edilmez.
939	L100100	Serotonin (5 Hidroksitriptamin)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 6 saat, -20 °C de 6 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
940	L100110	Serotonin, İdrar (24 Saatlik)	EIA (Enzyme Immunoassay)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 6 saat, -20 °C de 6 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	–
941	L106790	Seruloplazmin	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–

942	–	Serum İmmünoelektroforez	IFE (İmmünofiksasyon Elektroforezi)	Serum	Sarı Kapak	2 mL / Min.(750 µl)	2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 8 ay	Salı, Cuma	3 gün sonra 18:00	–
943	–	Sialik Asit	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemi
944	L114600	Siklosporin (Sandomim)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 5 gün, 2-8 °C de 7 gün	Pazartesi, Perşembe	Ertesi gün 18:00	–
945	L114640	Sirolimus (Rapamune)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 5 gün, 2-8 °C de 7 gün	Perşembe	2 gün sonra 18:00	–
946	L106850	Sistatin C	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
947	–	Sistin, İdrar (24 Saatlik)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL /Min.(2 mL)	2-8 °C de 14 gün , -20°C de 70 gün	Hafta içi her gün	6 gün sonra 18:00	–
948	L110550	Sistin, İdrar (Spot)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL /Min.(2 mL)	-20 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	6 gün sonra 18:00	–
949	L106900	Sitrat, İdrar (24 Saatlik)	SP, ENZ (Spektrofotometri, Enzimatik)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 6 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
950	L106890	Sitrat, İdrar (Spot)	SP, ENZ (Spektrofotometri, Enzimatik)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 6 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
951	911330	Siyanür	SP (Spektrofotometri)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 5 Gün	Hafta içi her gün	7 gün sonra 18:00	–
952	–	SLA (Soluble Liver) Antikoru	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
953	–	SLA/LP (Soluble Liver Ant.)	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	3 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
954	–	SMA Tarama Testi (SMN1 Ekzon 7)	RT-PCR (Real Time PCR)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
955	–	Sodyum, BOS	ISE (İyon Selektif Elektrod)	BOS	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de stabil	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
956	L106940	Sodyum, İdrar (24 Saatlik)	ISE (İyon Selektif Elektrod)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de stabil	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
957	L106930	Sodyum, İdrar (Spot)	ISE (İyon Selektif Elektrod)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de stabil	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
958	L106950	Sodyum, Mayı	ISE (İyon Selektif Elektrod)	Mayı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de stabil	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
959	–	Soluble Transferrin Reseptör (sTFR)	NEPH (Nefelometri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
960	–	Solunum Patojenleri Paneli	Multiplex PCR (Multiplex Polymerase Chain Reaction)	Nazofaringeal Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 2 gün, -20 °C de daha uzun süre	Her gün	Ertesi gün 18:00	Jelsiz swaba alınmayan numuneler.
961	705320	Soğuk Aglütinasyon	AGG (Aglütinasyon)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	Oda ısısında saklanmalı	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
962	–	Sp. IgE Acarus siro d70	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
963	–	Sp. IgE ACTH c206	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
964	L107990	Sp. IgE Acı Bakla w207	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
965	–	Sp. IgE Ada Tavşanı Eti F213	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

966	–	Sp. IgE Ada Tavşanı İdrarı Proteini e211	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
967	–	Sp. IgE Ada Tavşanı Serum Proteini e206	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
968	–	Sp. IgE Adatavşanı Epiteli e82	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
969	–	Sp. IgE Afyon Tohumu f224	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
970	–	Sp. IgE Ahtopot f59	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
971	L109190	Sp. IgE Ak Tavşan Epiteli e209	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
972	–	Sp. IgE Akasya t19	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
973	–	Sp. IgE Akdeniz Un Güvesi i203	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
974	–	Sp. IgE Akçaağaç t1	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
975	–	Sp. IgE Alabalık f204	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
976	L107840	Sp. IgE Alfa Laktalbumin f76	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	2 gün sonra 18:00
977	–	Sp. IgE Alkalase k205	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
978	–	Sp. IgE Allergofarma h4	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
979	L107850	Sp. IgE Alternaria alternata (A.tenius) m6	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
980	–	Sp. IgE Altın Başak w12	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
981	–	Sp. IgE Alıç t22	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
982	–	Sp. IgE Amerikan Cevizi f201	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
983	–	Sp. IgE Amerikan Nezle Otu w3	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
984	L107860	Sp. IgE Amoksisilin c6	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
985	L107870	Sp. IgE Ampisilin c203	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
986	L107880	Sp. IgE Ananas f210	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
987	–	Sp. IgE Anason f271	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

988	–	Sp. IgE Anisakis (Fish Parasite) p4	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
989	L107890	Sp. IgE Antep Fıstığı f203	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
990	–	Sp. IgE Arap Zamkı f297	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
991	–	Sp. IgE Ardiç t6	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
992	L107900	Sp. IgE Armut f94	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
993	L107910	Sp. IgE Arpa g201	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
994	–	Sp. IgE Ascaris p1	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
995	–	Sp. IgE Aslandışı (Karahindiba) w8	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
996	L107940	Sp. IgE Aspergillus fumigatus m3	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
997	–	Sp. IgE Aspergillus niger m207	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
998	L107950	Sp. IgE At Kepeği e3	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
999	L108660	Sp. IgE At Kestanesi t203	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1000	–	Sp. IgE At Serum Proteinini e205	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1001	–	Sp. IgE At Sineği i204	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1002	L108550	Sp. IgE Ateş Karıncası i70	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1003	–	Sp. IgE Atopik Panel-1	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	–	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1004	–	Sp. IgE Atopik Panel-2	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	–	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	–	–	Hemoliz ve lipemik numune
1005	–	Sp. IgE Aureobasidium pullulan m12	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1006	L107960	Sp. IgE Avokado f96	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1007	L109250	Sp. IgE Avrupa Yaban Arısı Zehiri i75	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1008	–	Sp. IgE Ayçiçek Tohumu k84	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1009	–	Sp. IgE Ayçiçeği w204	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1010	L107980	Sp. IgE Badem f20	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1011	–	Sp. IgE Bahya Çimeni g17	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1012	L108000	Sp. IgE Bal Arısı Zehiri i1	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1013	L108010	Sp. IgE Bal f247	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1014	L108020	Sp. IgE Bal Kabağı f225	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1015	–	Sp. IgE Balık Yemi, Artemia Salina o202	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1016	–	Sp. IgE Balık Yemi, Daphnia o204	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1017	–	Sp. IgE Balık Yemi, Tetramin o203	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1018	–	Sp. IgE Bambu Filizi f51	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1019	L108040	Sp. IgE Barbunya f287	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1020	–	Sp. IgE Batı Ambrosia Otu w2	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1021	L108080	Sp. IgE Beta Laktoglobulin f77	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1022	–	Sp. IgE Beyaz Ayrık Otu	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1023	L108080	Sp. IgE Bezelye f12	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1024	–	Sp. IgE Botrytis cinerea m7	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1025	–	Sp. IgE Brezilya Cevizi f18	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1026	–	Sp. IgE Brokoli f260	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1027	–	Sp. IgE Brüksel Lahanası f217	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1028	–	Sp. IgE Buromelin k202	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1029	–	Sp. IgE Buğday Biti i202	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1030	–	Sp. IgE Buğday Dansı f57	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1031	L108130	Sp. IgE Buğday poleni g15	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1032	L108130	Sp. IgE Buğday Unu f4	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1033	L108100	Sp. IgE Böğürtlen f211	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1034	–	Sp. IgE Büyük Ayrik Otu g2	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1035	L108510	Sp. IgE Candida albicans m5	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1036	L109070	Sp. IgE Cefaclor c7	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1037	–	Sp. IgE Cephalosporium acremonium m202	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1038	L108150	Sp. IgE Ceviz f256	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1039	–	Sp. IgE Cevizağacı t10	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1040	–	Sp. IgE Chili Biberi f279	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1041	–	Sp. IgE Cladosporium herbarum m2	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1042	–	Sp. IgE Culvularia lunata m16	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1043	–	Sp. IgE Dar Yapraklı Sinir Otu w9	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1044	–	Sp. IgE Dan f55	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1045	–	Sp. IgE Dan poleni g10	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1046	–	Sp. IgE Defne Yaprığı f278	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1047	–	Sp. IgE Delice Otu g5	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1048	–	Sp. IgE Deniz Turnası f307	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1049	–	Sp. IgE Dereotu f277	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1050	L108210	Sp. IgE Dermatoph. farinae d2	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1051	L108210	Sp. IgE Dermatoph. microceras d3	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1052	L108210	Sp. IgE Dermatoph. pteronyssinus d1	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1053	–	Sp. IgE Deve Dikeni w11	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1054	–	Sp. IgE Dikenli İstakoz f304	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1055	–	Sp. IgE Diklofenak (c79)	EAST (Enzyme Allergo Sorbent Test)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	–	–	Hemoliz ve lipemik numune
1056	L108030	Sp. IgE Dil (Pisi) Balığı f254	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1057	–	Sp. IgE Dışbudak t15	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1058	L108230	Sp. IgE Domates f25	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1059	–	Sp. IgE Domuz Ayrığı Otu (Parmak Otu) g3	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1060	–	Sp. IgE Domuz Epiteli e83	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1061	–	Sp. IgE Domuz Eti f26	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1062	–	Sp. IgE Domuz İdranı Proteinini e212	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1063	–	Sp. IgE Douglassie e207	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1064	–	Sp. IgE Douglassie t207	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1065	–	Sp. IgE Dut Ağacı t70	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1066	L108240	Sp. IgE Ekmek Mayası f45	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1067	L108250	Sp. IgE Elma f49	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1068	–	Sp. IgE Epicoccum purpurascens m14	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1069	–	Sp. IgE Erik f255	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1070	–	Sp. IgE Erişte Otu g11	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1071	L108260	Sp. IgE Etilen Oksit k78	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1072	–	Sp. IgE Euroglyphus maynei d74	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1073	–	Sp. IgE ex 1 (Hayvan Epiteli Karşımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1074	–	Sp. IgE ex 2 (Hayvan Epiteli Karşımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1075	L107780	Sp. IgE ex 207 (Tüy Karşımı)	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1076	L107780	Sp. IgE ex 70 (Kemirgen Karışımı)	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1077	L107780	Sp. IgE ex 71 (Tüy Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1078	L107780	Sp. IgE ex 72 (Kafes Kuşu Tüyü Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1079	–	Sp. IgE Eşek Arısı Zehiri iZ	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1080	–	Sp. IgE f202 Kaju	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1081	L108270	Sp. IgE Fare Epiteli e71	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1082	–	Sp. IgE Fare Epiteli, Serum ve İdrar Proteinini e88	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1083	–	Sp. IgE Fare İdrarı Proteinini e72	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1084	–	Sp. IgE Fare Serumu Proteinini e76	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1085	–	Sp. IgE Fesleğen f269	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1086	–	Sp. IgE Ficus spp. k81	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1087	–	Sp. IgE Fitalik Asid Anhidrid k79	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1088	–	Sp. IgE Flat Fish f311	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1089	L108310	Sp. IgE Formaldehit / Formalin k80	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1090	–	Sp. IgE Fosfolipaz k203	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1091	–	Sp. IgE Fusarium moniliforme m9	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1092	L107700	Sp. IgE fx 1 (Fıstık Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1093	L107730	Sp. IgE fx 13 (Sebze Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1094	L107730	Sp. IgE fx 14 (Sebze Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1095	L107800	Sp. IgE fx 16 (Meyve Karışımı)	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1096	L107800	Sp. IgE fx 17 (Meyve Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1097	L107710	Sp. IgE fx 2 (Deniz Mahsülleri Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1098	L109290	Sp. IgE fx 245 (Yumurta)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1099	L107710	Sp. IgE fx 251 (Balık Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1100	L107720	Sp. IgE fx 3 (Tahıl/Un Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1101	L107700	Sp. IgE fx 5 (Gıda Maddeleri Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1102	L107730	Sp. IgE fx 7 (Gıda Maddeleri Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1103	L107750	Sp. IgE fx 72 (Baharat Karışımı)	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1104	–	Sp. IgE fx 73 (Et Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1105	L107760	Sp. IgE fx 73 (Et Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1106	L107800	Sp. IgE fx 9 (Gıda Maddeleri Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1107	–	Sp. IgE Fümre Eti f285	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1108	–	Sp. IgE Fındık Ağacı t4	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1109	L108280	Sp. IgE Fındık f17	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1110	–	Sp. IgE Fıstık Çamı t73	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1111	L108320	Sp. IgE Gluten (Gliadin) f79	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1112	–	Sp. IgE Glycyphagus domesticus d73	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1113	–	Sp. IgE Greer Labs. Inc. h1	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1114	L108330	Sp. IgE Greyfurt f209	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1115	–	Sp. IgE Guar f246	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1116	L107650	Sp. IgE gx 1 (Ot Karışımı - Erken Açımlar)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1117	L107650	Sp. IgE gx 2 (Ot Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1118	L107650	Sp. IgE gx 3 (Ot Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1119	L107650	Sp. IgE gx 4 (Ot karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1120	–	Sp. IgE Göbek Salata f215	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1121	–	Sp. IgE Gürgeç Ağacı t209	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1122	–	Sp. IgE Güve i8	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1123	L108350	Sp. IgE Güvercin Dışkı e7	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1124	–	Sp. IgE Güvercin Tüyü e215	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1125	–	Sp. IgE Güz Çiğdemi g4	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1126	–	Sp. IgE Gıda Paneli	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1127	L108360	Sp. IgE Hamam Böceği i6	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1128	L108030	Sp. IgE Hamsi f313	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1129	L108030	Sp. IgE Hamsi, Pasifik f61	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1130	L108270	Sp. IgE Hamster Epiteli e84	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1131	–	Sp. IgE Hardal f89	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1132	–	Sp. IgE Hasır Otu g7	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1133	L108380	Sp. IgE Havuç f31	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1134	–	Sp. IgE Hegzahidroftalik Anhidrid k209	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1135	L108390	Sp. IgE Hindi Eti f284	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1136	–	Sp. IgE Hindi Tüyü e89	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1137	L108400	Sp. IgE Hindistan Cevizi f36	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1138	L107900	Sp. IgE Hint Armutu f292	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1139	–	Sp. IgE Hint Domuzu Epiteli e6	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1140	–	Sp. IgE Hint Yağı Çekirdeği k71	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1141	–	Sp. IgE Horse Bot Fly t201	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1142	–	Sp. IgE Hurma Ağacı t72	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1143	–	Sp. IgE Hurma f289	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1144	–	Sp. IgE Huş Ağacı t3	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1145	L107820	Sp. IgE hx2 (Ev Tozu Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1146	–	Sp. IgE İhlamur Ağacı t208	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1147	–	Sp. IgE İnsulin Bovine (Sığır) c71	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1148	–	Sp. IgE İnsulin Human (İnsan) c73	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1149	–	Sp. IgE İnsulin Porcine (Domuz) c70	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1150	L108410	Sp. IgE Ispanak f214	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1151	–	Sp. IgE Işırgan Otu w20	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1152	–	Sp. IgE İnek Peynir Suyu f236	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1153	L108440	Sp. IgE İnek Sütü f2	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1154	–	Sp. IgE İpek artıkları k73	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1155	–	Sp. IgE Ispaghula k72	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1156	–	Sp. IgE İspinoz Tüyü e214	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1157	–	Sp. IgE İstakoz f80	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1158	L108030	Sp. IgE İstavrit f60	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1159	–	Sp. IgE İva ciliata w16	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1160	–	Sp. IgE İzosiyanat HDI k77	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1161	–	Sp. IgE İzosiyanat MDI k76	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1162	–	Sp. IgE İzosiyanat TDI k75	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1163	–	Sp. IgE Kaba Kazayağı Otu w14	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1164	L108470	Sp. IgE Kabak Çekirdeği f226	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1165	–	Sp. IgE Kadife Çimi g13	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1166	–	Sp. IgE Kahve f221	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1167	L108490	Sp. IgE Kakao f93	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1168	–	Sp. IgE Kakule f267	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1169	–	Sp. IgE Kamilie w206	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1170	–	Sp. IgE Kanarya Otu w1	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1171	L108520	Sp. IgE Kara Biber f280	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1172	L108530	Sp. IgE Kara Buğday Unu f11	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1173	–	Sp. IgE Kara Kabuk Midyesi f37	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1174	–	Sp. IgE Karaağaç t8	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1175	–	Sp. IgE Karambola (Yıldız Meyvası) f295	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1176	L108560	Sp. IgE Karides f24	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1177	–	Sp. IgE Karnıbahar f291	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1178	–	Sp. IgE Katır Tırnağı t75	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1179	–	Sp. IgE Kavak t14	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1180	–	Sp. IgE Kavun f87	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1181	L108590	Sp. IgE Kaynatılmış Süt f231	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1182	–	Sp. IgE Kayın Ağacı t5	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1183	L108580	Sp. IgE Kayısı f237	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1184	–	Sp. IgE Kaz Ayağı Otu w10	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1185	L108610	Sp. IgE Kaz Tüyü e70	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1186	L108600	Sp. IgE Kazein f78	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1187	L108640	Sp. IgE Kedi Epiteli ve Kepeği e1	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1188	–	Sp. IgE Kedi Serum Albumini e220	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1189	L108030	Sp. IgE Kefal f50	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1190	–	Sp. IgE Kekik f273	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1191	L108650	Sp. IgE Kereviz f85	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1192	L108660	Sp. IgE Kestane f299	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1193	L108660	Sp. IgE Kestane t206	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1194	L108620	Sp. IgE Keçi Epiteli e80	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1195	L108630	Sp. IgE Keçi Sütü f300	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1196	–	Sp. IgE Keçiboyunu f296	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1197	–	Sp. IgE Kimyon f265	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1198	–	Sp. IgE Kiraz f242	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1199	L108700	Sp. IgE Kivi f84	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1200	–	Sp. IgE Kloramin T k85	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1201	–	Sp. IgE Konak Darısı f56	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1202	L108740	Sp. IgE Koyun Epiteli e81	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1203	–	Sp. IgE Koyun Eti f88	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1204	–	Sp. IgE Koyun Sarmaşığı w15	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1205	–	Sp. IgE Koyun Sütü	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1206	–	Sp. IgE Koyun Yünü B20	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1207	L108770	Sp. IgE Kuru Fasülye f15	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1208	–	Sp. IgE Kuru Karanfil f268	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1209	–	Sp. IgE Kuzu Kulağı Otu w18	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1210	–	Sp. IgE Kuş Konmaz f261	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1211	L108760	Sp. IgE Köpek epiteli ve tüyü e5	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1212	–	Sp. IgE Köpek Serum Albumini e221	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1213	–	Sp. IgE Köri f281	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1214	–	Sp. IgE Küflü Peynir f82	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1215	–	Sp. IgE Kültür Çavdarı g12	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1216	–	Sp. IgE Küçük Hindistan Cevizi Çiçeği f266	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1217	L108030	Sp. IgE Kılıç Balığı f312	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1218	–	Sp. IgE Kırmızı Sinek Kurtçuğu i73	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1219	L108680	Sp. IgE Kırmızı Toz Biber f218	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1220	–	Sp. IgE Kısrak Sütü f286	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1221	–	Sp. IgE Kızılbaş t2	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1222	–	Sp. IgE Ladin Ağacı t201	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1223	–	Sp. IgE Lahana f216	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1224	L108790	Sp. IgE Lateks k82	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1225	–	Sp. IgE Lathyrus Salivus f310	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1226	–	Sp. IgE Lepidoglyphus destructor d71	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1227	–	Sp. IgE Ligustrum t210	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1228	–	Sp. IgE Limon f208	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1229	–	Sp. IgE Limon f306	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1230	–	Sp. IgE Lizozin k208	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1231	–	Sp. IgE Lucopodium w208	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1232	–	Sp. IgE Malassezia spp. m227	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1233	–	Sp. IgE Maleik Anhidrid k210	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1234	–	Sp. IgE Malt f90	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1235	L108830	Sp. IgE Mandalina f302	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1236	L108840	Sp. IgE Mango f91	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1237	–	Sp. IgE Mantar Alfa-Amilazı k87	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1238	–	Sp. IgE Mantar f212	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1239	–	Sp. IgE Maxatase k204	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1240	–	Sp. IgE Maydanoz f86	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1241	–	Sp. IgE Melaluka Ağacı t21	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1242	–	Sp. IgE Mercan Köşk f274	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1243	L108870	Sp. IgE Mercimek f235	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1244	–	Sp. IgE Meskit t20	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1245	–	Sp. IgE Metiltetrahidroftalik Anhidrid k211	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1246	–	Sp. IgE Meşe t7	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1247	–	Sp. IgE Misk Otu w6	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1248	–	Sp. IgE Morina Balığı f3	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1249	–	Sp. IgE Mucor racemosus m4	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1250	–	Sp. IgE Muhabbet Kuşu Serumı Proteinı e79	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1251	L108910	Sp. IgE Muhabbet Kuşu Tüyü e78	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1252	–	Sp. IgE Muskat Cevizi f282	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1253	L108920	Sp. IgE Muz f92	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1254	L107790	Sp. IgE mx 1 (Küf Mantarı Karşımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1255	L108030	Sp. IgE Mürekkap Balığı, Atlantik f258	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1256	–	Sp. IgE Mürver Ağacı t205	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1257	L108890	Sp. IgE Mısır g202	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1258	–	Sp. IgE Mısır Unu f8	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1259	–	Sp. IgE Nane (f332)	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1260	–	Sp. IgE Okaliptüs t18	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1261	–	Sp. IgE Oregano f283	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1262	–	Sp. IgE Orman Salkımı g8	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1263	L108950	Sp. IgE Ovalbumin f232	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1264	L108960	Sp. IgE Ovomukoid f233	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1265	L108980	Sp. IgE Pamuk o1	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1266	–	Sp. IgE Pamuk Tohumu k83	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1267	–	Sp. IgE Papain k201	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1268	–	Sp. IgE Papatya f293	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1269	–	Sp. IgE Papağan Tüyü e213	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1270	–	Sp. IgE Parasetamol (c85)	EAST (Enzyme Allergo Sorbent Test)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1271	–	Sp. IgE Passionfrucht f294	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1272	L108990	Sp. IgE Patates f35	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1273	–	Sp. IgE Patlican f262	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1274	–	Sp. IgE pax 3 (Polenler ve Küf Mantarları)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1275	–	Sp. IgE Pelin Otu w5	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1276	–	Sp. IgE Penicillium notatum m1	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1277	L109010	Sp. IgE Penisilin G c1	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1278	L109020	Sp. IgE Penisilin V c2	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1279	–	Sp. IgE Phoma betae m13	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1280	–	Sp. IgE Pinie t213	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1281	–	Sp. IgE Piringç f9	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1282	–	Sp. IgE Pityrosporum orbicul m70	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1283	–	Sp. IgE Portakal f33	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1284	–	Sp. IgE Pitrak Dikeni w13	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1285	–	Sp. IgE Rapsipollen w203	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1286	–	Sp. IgE Rezene Tohumu f219	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1287	–	Sp. IgE Rhizopus nigricans m11	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1288	L108030	Sp. IgE Ringa Balığı f205	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1289	–	Sp. IgE Sahte Ambrosia Otu w4	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1290	–	Sp. IgE Salatalık f244	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1291	L108030	Sp. IgE Sardalya f308	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1292	–	Sp. IgE Sarmaşık w21	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1293	L109250	Sp. IgE San Yaban Arısı Zehiri i5	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1294	–	Sp. IgE Sarıca Arı Zehiri i4	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1295	L109060	Sp. IgE Sarımsak f47	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1296	–	Sp. IgE Savinase k206	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1297	–	Sp. IgE Sedir t17	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1298	–	Sp. IgE Selvi Ağacı t23	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1299	L109110	Sp. IgE Sivrisinek i71	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1300	–	Sp. IgE Solunum Paneli	IB (İmmüno blot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1301	L109130	Sp. IgE Somon f41	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1302	–	Sp. IgE Soya Fasülyesi f14	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1303	L109120	Sp. IgE Soğan f48	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1304	–	Sp. IgE Sperm Sıvısı o70	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1305	–	Sp. IgE Staphylococcus aureus o71	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1306	–	Sp. IgE Stemphylium botryosum m10	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1307	–	Sp. IgE Sudan Sineği i72	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1308	–	Sp. IgE Soğut Ağacı t12	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1309	–	Sp. IgE Süpürge Çiçeği w17	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1310	–	Sp. IgE Süt Tozu f228	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1311	–	Sp. IgE Siçan Epiteli e73	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1312	–	Sp. IgE Siçan Epiteli, Serum ve İdrar Proteinini e87	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1313	–	Sp. IgE Siçan Serumu Proteinini e75	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1314	–	Sp. IgE Sığır Eti f27	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1315	–	Sp. IgE Sığır Serum Albumini e204	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1316	–	Sp. IgE Tabii ipek k74	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1317	–	Sp. IgE Tarhun f272	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1318	–	Sp. IgE Tarçın f220	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1319	–	Sp. IgE Tatlı ıkkbahar Otu g1	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1320	L109200	Sp. IgE Tavuk Eti f83	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1321	–	Sp. IgE Tavuk Tüyü e85	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1322	–	Sp. IgE Tilki Epiteli e210	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1323	–	Sp. IgE Tilki Kuyruğu Otu g16	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1324	–	Sp. IgE TMA (Trimetilik Anhidrid) k86	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1325	L108030	Sp. IgE Ton Balığı f40	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1326	–	Sp. IgE Trabzon Hurması f301	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1327	–	Sp. IgE Tragoderma Angustum i76	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1328	–	Sp. IgE Trichoderma viride m15	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1329	–	Sp. IgE Trichophyton rubrum m205	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1330	–	Sp. IgE Trichosporon pullulans m203	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1331	L107640	Sp. IgE tx 1 (Ağaç Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1332	–	Sp. IgE tx 3 (Ağaç Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1333	–	Sp. IgE tx 4 (Ağaç Karışımı)	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1334	–	Sp. IgE tx 7 (Ağaç Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1335	–	Sp. IgE tx 8 (Ağaç Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1336	–	Sp. IgE tx 9 (Ağaç Karışımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1337	–	Sp. IgE Tyrophagus putrescentiae d72	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1338	–	Sp. IgE Tütün Yaprağı o201	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1339	–	Sp. IgE Ulocladium chartarum m204	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1340	L108030	Sp. IgE Uskumru f206	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1341	–	Sp. IgE Ustilago nuda /tritici m201	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1342	–	Sp. IgE Vanilya f234	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1343	–	Sp. IgE Vizon Epiteli e203	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1344	–	Sp. IgE Weinberg Salyangozu f314	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1345	L107810	Sp. IgE wx 1 (Yabani Ot/Yabani Çiçek Karşımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1346	L107810	Sp. IgE wx 209 (Yabani Ot/Yabani Çiçek Karşımı)	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1347	L107810	Sp. IgE wx 3 (Yabani Ot/Yabani Çiçek Karşımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1348	L107810	Sp. IgE wx 5 (Yabani Ot/Yabani Çiçek Karşımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1349	L107810	Sp. IgE wx 6 (Yabani Ot/Yabani Çiçek Karşımı)	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1350	L107810	Sp. IgE wx 7 (Yabani Ot/Yabani Çiçek Karşımı)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1351	L109250	Sp. IgE Yaban Arısı Zehiri i3	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1352	–	Sp. IgE Yaban Kerevizi f275	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1353	–	Sp. IgE Yaban Mersini f288	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1354	–	Sp. IgE Yabani Meyan Otu f298	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1355	–	Sp. IgE Yapışkan Çam Otu w19	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1356	–	Sp. IgE Yem Kaynaşı g71	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1357	–	Sp. IgE Yengeç f23	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1358	L108250	Sp. IgE Yer Elması f54	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1359	L109260	Sp. IgE Yer Fıstığı f13	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1360	L109210	Sp. IgE Yeşil Fasulye f315	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1361	–	Sp. IgE Yeşil Kahve Çekirdeği k70	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1362	L109270	Sp. IgE Yeşil Toz Biber f263	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1363	–	Sp. IgE Yulaf Otu g204	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1364	L109280	Sp. IgE Yulaf poleni g14	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1365	–	Sp. IgE Yulaf Unu f7	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1366	L109300	Sp. IgE Yumurta Akı f1	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1367	L109310	Sp. IgE Yumurta Sarısı f75	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1368	–	Sp. IgE Yunan Rezenesi f305	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1369	L108030	Sp. IgE Yılan Balığı f264	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1370	–	Sp. IgE Zencefil f270	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1371	–	Sp. IgE Zeytinacı t9	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1372	L108030	Sp. IgE Büyük Dil Balığı f303	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1373	–	Sp. IgE Istiridye f290	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1374	–	Sp. IgE Çam Ağacı t16	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1375	L108160	Sp. IgE Çam Fıstığı f253	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1376	L108170	Sp. IgE Çavdar Unu f5	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1377	–	Sp. IgE Çay f222	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1378	–	Sp. IgE Çayır Otu g6	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1379	–	Sp. IgE Çayır Papatyası w7	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1380	–	Sp. IgE Çedar Peyniri f81	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1381	L108190	Sp. IgE Çilek f44	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1382	–	Sp. IgE Çiçilla Epiteli e208	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1383	–	Sp. IgE Çocuk Paneli	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1384	–	Sp. IgE Çınar t11	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1385	L108980	Sp. IgE Ördek Tüyü e86	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1386	L109150	Sp. IgE Öğütülmüş Susam f10	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1387	L109240	Sp. IgE Üzüm f259	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1388	L109180	Sp. IgE Şeftali f95	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1389	–	Sp. IgE Şeker Pancarı Tohumu f227	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1390	704570	Sperm Morfolojisi (WHO)	Mik, Boyama (Mikroskobi, Boyama)	Semen	Steril Kap	Tamamı	Laboratuvara danışınız	Her gün	Ertesi gün 18:00	Steril olmayan kaplara alınmış örnekler, dışarıya sızıntı yapmış örnekler,İdrar karışmış örnekler,örnek alınmadan önce anüsün yıkanması
1391	–	Sperm Yıkama	Mik, Wash (Mikroskobi, Yıkama)	Semen	Steril Kap	Tamamı	Laboratuvara danışınız	Her gün	Aynı gün 18:00	Steril olmayan kaplara alınmış örnekler, dışarıya sızıntı yapmış örnekler,İdrar karışmış örnekler
1392	704640	Spermiyogram	Mik, Boyama (Mikroskobi, Boyama)	Semen	Steril Kap	Tamamı	Laboratuvara danışınız	Her gün	Ertesi gün 18:00	Steril olmayan kaplara alınmış örnekler, dışarıya sızıntı yapmış örnekler,İdrar karışmış örnekler
1393	–	Spinal Musküler Atrofi Taşıyıcılık Analizi (SMN1 Seçilmiş Ekzon 7,8 Delesyon)	DNA DİZİ AN. (DNA Dizi Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1394	–	Spinal Musküler Atrofi-SMN1 Delesyon A. (7-8)	Delesyon A. (Delesyon Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1395	–	Squamous Cell Carcinoma Antijen (SCCA)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de daha uzun süre	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1396	907020	SS A Antikoru (Anti-Ro)	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
1397	907030	SS B Antikoru (Anti-La)	IB (İmmünoblot)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
1398	–	Stone Risk Paneli	–	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	–	2-8 °C de 6 gün	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	2 gün sonra 18:00	2-8 °C de 6 gün
1399	–	Strep A Antijeni (Strep A)	IB (İmmünoblot)	Boğaz Sürüntüsü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 1 gün	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Jelli ve steril olmayan eküvyonda gelen numuneler
1400	906260	Streptokok Grup Tayini	AGG (Aglütinasyon)	Bakteri Suşu	Petri	Tamamı	2-8 °C de 24 saat	Her gün	Ertesi gün 18:00	Taze pasaj alınmamış,saf olmayan koloniler
1401	–	Su Analizi , Bakteriyojik	Mikrobiyolojik (Mikrobiyolojik)	Su	Steril Kap	50 mL	Laba danışınız.	Her gün	10 gün sonra 18:00	–
1402	–	Su Analizi , Kimyasal	Kimyasal (Kimyasal)	Su	Steril Kap	1500 mL	Laba danışınız.	Her gün	21 gün sonra 18:00	–
1403	–	Subtelomerik Delesyon Analizi	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	45 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1404	–	Süperoksit Dismutaz (SOD)	SP (Spektrofotometri)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	2-8 °C de 2 Gün	Pazartesi, Çarşamba	14 gün sonra 18:00	–
1405	–	t-t Mukonik Asit	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–
1406	L114680	Takrolimus	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 5 gün, 2-8 °C de 7 gün	Pazartesi,Çarşamba,Cuma	Ertesi gün 18:00	Pıhtılı numune

1407	–	Talasemi Alfa HBA1&HBA2 Hedef Mutasyon Analizi (Z1 Mutasyon) TGA	Mutasyon An. (Mutasyon Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	45 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1408	–	Talyum	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1409	L101810	Taş Analizi	COL (Colorimetric)	Böbrek Taşı	–	Tamamı	Oda ısısında	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
1410	908290	TBC DNA (M. tuberculosis)	RT-PCR (Real Time PCR)	Materyal	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
1411	908290	TBC DNA (M. tuberculosis), BAL	RT-PCR (Real Time PCR)	Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
1412	908290	TBC DNA (M. tuberculosis), BOS	RT-PCR (Real Time PCR)	BOS	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
1413	908290	TBC DNA (M. tuberculosis), Ekleme sıvısı	RT-PCR (Real Time PCR)	Ekleme Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
1414	908290	TBC DNA (M. tuberculosis), İdrar	RT-PCR (Real Time PCR)	İdrar (Spot)	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
1415	908290	TBC DNA (M. tuberculosis), Perikard sıvısı	RT-PCR (Real Time PCR)	Perikard Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
1416	908290	TBC DNA (M. tuberculosis), Periton sıvısı	RT-PCR (Real Time PCR)	Periton Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
1417	908290	TBC DNA (M. tuberculosis), Plevra sıvısı	RT-PCR (Real Time PCR)	Plevra Sıvısı	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
1418	908290	TBC DNA (M. tuberculosis),Balgam	RT-PCR (Real Time PCR)	Balgam	Steril Kap	Tamamı	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	–
1419	L114700	Teofilin	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Serum (İsiz)	Kırmızı (İsiz) Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1420	–	Tetanoz Immunit Kontrol	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1mL	2-8 °C de 14 gün, -20 °C de 6 ay	Hergün	18 gün sonra	–
1421	L120100	Tetrahidrokanabinol, İdrar (Spot)	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Aynı gün 18:00	–
1422	–	TH1/TH2/TH17-Cytokine-Status:	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	15 mL	Oda ısısında 3 gün	Çarşamba	Pazartesi 18:00	Pıhtılı örnek, oda ısısında gönderilmeyen örnek.
1423	–	Thymidinkinaz	LIA (Luminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	–
1424	–	Tiroglobulin (Tg)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 1 gün, 2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1425	–	Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)	RIA (Radio Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 1 gün, -20°C de 2 ay	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	Hemolizli örnek kabul edilmez.
1426	L107080	Tirotksn Bağlayıcı Globulin (TBG)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1427	–	Tirozinaz	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	75 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
1428	–	Tissue Polipeptide Antijen (TPA)	LIA (Luminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1429	–	Titanyum	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 15 gün	Hergün	30 gün sonra 18:00	Pıhtılı örnek
1430	–	TNF Alfa (Tümör Necrosis Faktör, Alfa)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	15 mL	Oda ısısında 3 gün	Çarşamba	Pazartesi 18:00	Pıhtılı örnek, oda ısısında gönderilmeyen örnek.

1431	L114710	Topiramet (Topomax)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (İelsiz)	Kırmızı (İelsiz) Kapak	2 mL / Min.(300µL)	2-8 °C de 20 gün	Perşembe	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1432	–	Total Antioksidan Kapasitesi	FOT (Fotometri)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 36 saat, -20 °C de 14 gün	Pazartesi, Çarşamba	14 gün sonra 18:00	–
1433	–	Total Kappa (İdrar) / Lambda (İdrar) Oranı	HES (Hesaplama)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL / Min.(2 mL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 6 ay	Salı, Cuma	Ertesi gün 18:00	–
1434	–	Total Lipid	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
1435	L106320	Total Protein, İdrar (24 Saatlik)	TURB (Turbidimetri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1436	L106310	Total Protein, İdrar (Spot)	TURB (Turbidimetri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1437	L106330	Total Protein, Mayı	COL (Colorimetric)	Mayı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 6 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1438	–	Total T3 (Triiyodotironin)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1439	–	Total T4 (Tiroksin)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1440	L107160	Total Testosteron	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
1441	908731	Toxoplasma gondi DNA PCR	RT-PCR (Real Time PCR)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1442	908731	Toxoplasma gondi DNA PCR (İdrar)	RT-PCR (Real Time PCR)	İdrar (Spot)	Steril Kap	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–
1443	908731	Toxoplasma gondi DNA PCR (Tam Kan Edta)	RT-PCR (Real Time PCR)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 10 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–
1444	906910	Toxoplasma IgG	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 3 gün, 2-8 °C de 21 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1445	908070	Toxoplasma IgG Avidite	ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	Oda ısısında 3 gün, 2-8 °C de 21 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
1446	906930	Toxoplasma IgM	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	Oda ısısında 3 gün, 2-8 °C de 21 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1447	908090	TPHA (Treponema pallidum Hemaglutinasyon)	IHA (İndirekt Hemaglutinasyon Testi)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 10 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
1448	–	TPMT Genotiplemesi	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	30 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1449	L107170	Transferrin	NEPH, TURB (Nefelometri, Turbidimetri)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 8 gün, 2-8 °C de 8 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1450	–	Transferrin Saturasyon indeksi	HES (Hesaplama)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 3 Hafta, -20 °C de 2 yıl	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1451	–	TRAP 5b	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	-20°C de 15 gün	Her Perşembe	20 gün sonra	–
1452	912140	Treponema pallidum IgG (FTA-Abs IgG)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
1453	912150	Treponema pallidum IgM (FTA-Abs IgM)	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
1454	911370	Trikloroasetik asit (TCA)	SP (Spektrofotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	–

1455	911370	Trikloroetanol (TCE)	SP (Spektrofotometri)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	–
1456	–	Tripsin, Dışkı	Kimyasal (Kimyasal)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 2 gün	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
1457	L107290	Triptaz	FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1458	–	Trizomi 12	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	8 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	20 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1459	L107310	Trombin Zamanı	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrat)	Mavi Kapak	1 mL	15-25 °C de 4 Saat	Hafta içi her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
1460	27+908727+908727+90	Trombofil Paneli (4'lü)	RT-PCR (Real Time PCR)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	8 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1461	–	Trombofil Paneli (6 lı)	Mutasyon An. (Mutasyon Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	–	Her gün	21 gün sonra 18:00	–
1462	–	Trombosit Sayısı	CC (Cell Counter)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	Oda ısısında 24 saat	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Pıhtılı numune
1463	L107360	Troponin I	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(400 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1464	L107370	Troponin T	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Plazma (Li Heparin)	Yeşil Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz-kesin red
1465	L107390	TSH Reseptör Antikoru (TRAK)	ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Çarşamba	Ertesi gün 18:00	–
1466	–	Tüm Ekzom Dizisi Analizi (WES)	NGS (Next Generation Sequencing)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	5 mL	2-8 °C de 7 gün	Her gün	4-6 ay sonra 18:00	Dondurulmuş numunler, Pıhtılı numuneler
1467	–	Tümör M2-PK (Dimerik Piruvat Kinaz)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dışkı	Dışkı Kabı	Tamamı	–	Her gün	20 gün sonra	–
1468	–	Tüylü Hücreli Lösemi Paneli, Kemik İliği	FC (Flow Cytometry)	Kemik İliği	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1469	–	Tüylü Hücreli Lösemi Paneli, Tam Kan (EDTA)	FC (Flow Cytometry)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 48 saat	Her gün	3 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1470	–	Ureaplasma urealyticum DNA (İdrar)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	İdrar (Spot)	Steril Kap	20 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–
1471	–	Ureaplasma urealyticum DNA (Vajinal sürüntü)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Vajinal Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	Jelli Swabda gönderilen numuneler kabul edilmez.
1472	–	Ureaplasma urealyticum DNA (Üretral sürüntü)	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Üretral Sürüntü	Jelsiz Swab	Tamamı	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	Jelli Swabda gönderilen numuneler kabul edilmez.
1473	L107400*7	Uzun Zincirli Yağ Asitleri	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 3 ay	Perşembe	20 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1474	L114730	Valproik Asit	KIMS (Kinetic interaction of microparticles in solution)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 3 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	Hemoliz
1475	–	Vanadyum	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Salı	4 gün sonra 18:00	Hemoliz
1476	L107500	Vanilmandelik Asit, İdrar (24 saatlik)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL /Min.(2 mL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de daha uzun süre	Çarşamba	4 gün sonra 18:00	–
1477	L107490	Vanilmandelik Asit, İdrar (Spot)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	İdrar Kabı	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de daha uzun süre	Çarşamba	4 gün sonra 18:00	–
1478	908100	Varicella zoster IgA	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	10 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune

1479	908100	Varicella zoster IgG	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
1480	908110	Varicella zoster IgM	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 5 gün	Salı, Perşembe	Ertesi gün 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
1481	–	Varicella Zoster Virüs DNA PCR	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	–
1482	–	Vasoaktif İntestinal Peptid	RIA (Radio Immunoassay)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	-20 °C de 10 gün	Perşembe	15 gün sonra 18:00	Hemoliz
1483	–	VEGF-D (Vasküler Endotelial Büyüme Faktörü D)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	3 mL	-20 °C de 20 gün	Her gün	45 gün sonra 18:00	Hemoliz, Lipemik, ikterik ve dondurulmadan gönderimi yapılan numuneler
1484	L107510	Vitamin A (Retinol)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL / Min.(850 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	4 gün sonra 18:00	10 saatlik açlık sonrası kan numunesi alınmalı ve ışıktan korunarak laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
1485	–	Vitamin B1 (Tiamin)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 1 gün - 20 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1486	–	Vitamin B2 (Riboflavin)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1487	–	Vitamin B3 (Niacin)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1488	–	Vitamin B5 (Koenzim A)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1489	–	Vitamin B6 (Pridoksal 5 Fosfat)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün - 20 °C de 14 gün	Hafta içi her gün	15 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1490	L107530	Vitamin C (Askorbik Asit)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Plazma (Li Heparin)	Yeşil Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	-20 °C de 1 ay	Cuma	5 gün sonra 18:00	Örnek alındıktan itibaren en kısa süre içerisinde ışıktan korunarak laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
1491	–	Vitamin D2	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Perşembe	12 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1492	L107540	Vitamin E (Alfa Tokoferol)	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Plazma (EDTA)	Mor Kapak	2 mL / Min.(850 µL)	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay	Perşembe	4 gün sonra 18:00	10 saatlik açlık sonrası kan numunesi alınmalı ve ışıktan korunarak laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
1493	–	Vitamin H (Biotin)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	–	Pazartesi, Perşembe	Ertesi gün 18:00	–
1494	–	Vitamin K (Filokuinon)	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	-20 °C de 10 gün	Perşembe	14 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1495	–	Vitiligo Aktivite Panel	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 14 gün	Her gün	75 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
1496	–	Vitiligo Screen Test	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 14 gün	Her gün	75 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune
1497	L107550	Von Willebrand Faktör Antijeni	KOAG (Koagülometrik)	Plazma (Sitrak)	Mavi Kapak	1 mL	Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay	Salı	Ertesi gün 18:00	Hemoliz
1498	912280	Weil Felix Testi	AGG (Aglütinasyon)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Hafta içi her gün	2 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1499	–	Williams Fish 7q11.23	FISH (Flouresence-in-situ hybridization)	Tam Kan (Li Heparin)	Yeşil Kapak	4 mL	2-8 °C 5 gün	Her gün	15 gün sonra	–
1500	–	Y Kromozomu Mikrodelesyon Analizi	Mikrodelesyon A. (Mikrodelesyon Analizi)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısında 5 gün	Hafta içi her gün	25 gün sonra 18:00	Dondurulmuş numunler, Pıhtılı numuneler
1501	–	Yersinia IgA Antikoru	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı	4 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikterik numune

1502	–	Yersinia IgG Antikoru	IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)	Serum	Sarı Kapak	1 mL / Min.(500 µL)	2-8 °C de 14 gün	Salı	4 gün sonra 18:00	Hemoliz, lipemik ve ikerik numune
1503	–	Zirkonyum	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	Serum (Eser E.)	Lacivert Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 gün	Hafta içi her gün	10 gün sonra 18:00	Separatör olarak jel içeren tüplere alınan kanlar
1504	–	ZnT8 Antikoru	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	–	Her gün	45 gün sonra	–
1505	L114770	Zonisamid	LCMS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)	Serum (Jelsiz)	Kırmızı (Jelsiz) Kapak	1 mL / Min.(300µL)	2-8 °C de 20 gün	Perşembe	7 gün sonra 18:00	Hemoliz ve lipemik numune
1506	–	Zonulin	EIA (Enzyme Immunoassay)	Serum	Sarı Kapak	2 mL (Min 1 mL)	2-8 °C de 7 gün	Her gün	21 gün sonra 18:00	Hemoliz
1507	–	Zonulin (Dışkı)	EIA (Enzyme Immunoassay)	Dışkı	Dışkı Kabı	10 g	2-8 °C de 10 gün	Her gün	21 gün sonra 18:00	–
1508	L102040	Çinko (Zn)	SP (Spektrofotometri)	Serum (Eser E.)	Lacivert Kapak	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	Hemoliz kesin red Özellikle çinko eritrosit içinde yüksek miktarlarda bulunduğundan dolayı hemolizden etkilenmektedir. Hemolizden kaçınılmalıdır.
1509	–	Çinko (Zn), Eritrosit içi	ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)	T.Kan Li-Hep.+Serum(Eser E.)+T.Kan EDTA	Yeşil+Lacivert+Mor Kapak	2 mL	2-8 °C de 7 Gün	Salı	3 gün sonra 18:00	–
1510	L102050	Çinko (Zn), İdrar (24 Saatlik)	SP (Spektrofotometri)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
1511	L102050	Çinko (Zn), İdrar (Spot)	COL (Colorimetric)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	5 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	–
1512	L102070	Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri	GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)	Serum	Sarı Kapak	2 mL	2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 3 ay	Perşembe	20 gün sonra 18:00	Hemoliz
1513	–	Çölyak HLA Genotip Analizi (DQ2-DQ8)	RT-PCR (Real Time PCR)	Tam Kan (EDTA)	Mor Kapak	4 mL	Oda ısısı 3 gün	Her gün	30 gün sonra 18:00	Pıhtılı numune
1514	L107440	Üre, İdrar (24 Saatlik)	ENZ, KIN (Enzimatik, Kinetik)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1515	L107430	Üre, İdrar (Spot)	ENZ, KIN (Enzimatik, Kinetik)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1516	–	Üre, Mayı	ENZ, KIN (Enzimatik, Kinetik)	Mayı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	Oda ısısında 7 gün, 2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 yıl	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1517	L107480	Ürik Asit, İdrar (24 Saatlik)	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	İdrar (24 Saatlik)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1518	L107470	Ürik Asit, İdrar (Spot)	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 1 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1519	–	Ürik Asit, Mayı	ENZ, COL (Enzimatik, Colorimetric)	Mayı	Steril Kap	1 mL / Min.(300 µL)	2-8 °C de 5 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün 13:00	Aynı gün 18:00	–
1520	L107410	Üçlü Test (Down Sendromu II. Trimester Tarama Testi)	CLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)	Serum	Sarı Kapak	1 mL	2-8 °C de 7 gün, -20 °C de 6 ay	Her gün	Ertesi gün 18:00	İ...
1521	–	Şeker Kromatografisi (Dışkı)	Kağıt Kro. (Kağıt Kromatografi)	Dışkı	Dışkı Kabı	5 g	2-8 °C de 1 gün	Her gün	8 gün sonra 18:00	İ...
1522	–	Şeker Kromatografisi (İdrar)	Kağıt Kro. (Kağıt Kromatografi)	İdrar (Spot)	İdrar Kabı	10 mL	2-8 °C de 1 gün	Her gün	8 gün sonra 18:00	–